


400/A 泵头

400A 系列泵头



特点和优势

- 流量从 30 µl/min 至 30 ml/min
- 高质量仪器小巧紧凑；31 mm x 48 mm
- 弹性履带可提高精度和延长软管寿命
- 适用于 0.85 mm 和 0.9 mm 软管壁厚
- 与连续软管或软管单元兼容
- 可提供标准或高压泵头



技术规格

	400/A 泵头
泵类型	面板安装
重量	kg (lbs)
兼容软管孔径	0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.22, 1.52, 2.06 mm
兼容软管壁厚	0.85 mm

主要材料

	400/A 泵头
泵头壳体组件	乙缩醛（黑色），聚酯树脂 (PET)
泵头履带	乙缩醛（黑色）
泵头辊轮组件	乙缩醛（黑色）
泵头转子组件	不锈钢, 乙缩醛（黑色）

列出的信息涵盖整个系列。
有关单个型号/组件的详细规格，请参阅用户手册或联系 WMFTS 代表。

免责声明：以上所有流量是在吸程和背压为 0bar 时泵送 20°C (68°F) 水的实验数据。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Limited 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。GORE 和 STA-PURE 是 W. L. Gore & Associates 的商标。订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。

wmfts.com/global



10 July 2025