

Cabeçote 400/M2

Cabeçotes das séries 400/M e N

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Recursos e benefícios

- 2 conexão compacta com canal
- Funciona com mangueira com espessura de parede de 1,6 mm e conectores Luer
- Bomba completa com o motor, ou apenas como cabeçote
- Cabeçote disponível em PVDF para maior compatibilidade química




Desempenho Cabeçote 400/M2

Caudais (ml/min)		
Diâmetro interno da mangueira (mm)	ml/rot	Caudal contínuo máximo (ml/min)
1,6	0,13	65
2,4	0,26	130
3,2	0,41	200
4,0	0,52	260

400/M

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



Especificações técnicas

	Cabeçote 400/M2
Número de canais	2
Caudal máx, contínuo	260 ml/min
Limites das temperatura de funcionamento	-10 °C a 45 °C (41 °F a conMaxMaxOperatingTemperatureF[conMaxMaxOperatingTemperatureF °F])
Tipo de bomba	Montagem em painel
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis	1,6, 2,4, 3,2, 4 mm
Espessura de parede da mangueira compatível	1,6 mm

