

特点和优势

- 一次性流体管路和蠕动泵，便于清洗验证，不会交叉污染
- 全面的鉴定和验证支持
- 缩短更换时间，无需为小瓶提供特殊配件，为胶塞和卷曲/辊轮盖提供通用特殊配件
- 含可选直列检查称重的过程中控制 (IPC)
- 符合 FDA 21 CFR 第 11 部分
- 完整批量报告
- 与 ISO8362 兼容
- 根据附件 1 为屏障系统 (RABS) 做好准备



技术规格


	FPC50
灌装量	0.1-100 ml
精确度	多达 ±0.5 %
最大容量	1500 单位/小时
工作温度	5 °C 至 25 °C (41 °F 至 77 °F)
电源	110/230 V AC, 220 V 至 240 V AC, 50/60 Hz
功耗	Max 1200 W
供气/气动连接	6 bar (87 psi) 至 ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
耗气	最大值为 100 L/min
接口	1 个 24 V 输出信号，用于气体净化阀；2 个外部接口，例如用于颗粒计数器；与 RABS 集成
重量	400 kg (882 lbs)
瓶子规格	ISO 8362 2R - 100H
胶塞	ISO 标准或 Lyo, 13 mm 和 20 mm
进瓶和出瓶托盘	宽度 / 开口端最小 200mm/7.9" - 最大 305 mm/12"

容量是指最大吞吐量容量

主要材料

	FPC50
材料	POM, 不锈钢, 不锈钢 AISI 316L, 特氟隆, 阳极氧化铝

FPC50 基本尺寸



免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



06 May 2026