

# Guarnizioni in silicone piccole serie RXPX



Guarnizioni in silicone serie RXPX

## Caratteristiche e vantaggi

- Progettazione a norma ASME-BPE
- Conformità a USP Classe VI e assenza di componenti di origine animale garantita (ADCF)
- Conformità alle norme FDA CFR 21 177 2600
- Numerazione del lotto per consentire la tracciabilità del prodotto
- Produzione e confezionamento in camera bianca Classe 7 conforme a ISO 14644-1
- Busta singola in polietilene (PE)




## Specifiche tecniche

|                                   | Guarnizioni in silicone piccole serie RXPX |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo guarnizione                  | Non flangiato                              |
| Diametro interno                  | 10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pollici)         |
| Diametro esterno                  | 21.6 mm (0.85 pollici)                     |
| Dimensioni                        | 0.5, 0.75 poll.                            |
| Quantità                          | 25 PZ                                      |
| Certificazione e conformità       | ADCF, ISO Classe 7, USP Classe VI          |
| Gamme di temperatura di esercizio | Da -55 °C a 210 °C (da -67 °F a 410 °F)    |
| Durata di conservazione           | 5 anni                                     |
| Stabilità ai raggi gamma          | Max 50 kGy                                 |

## Materiali di costruzione

|           | Guarnizioni in silicone piccole serie RXPX |
|-----------|--------------------------------------------|
| Materiale | Silicone vulcanizzato al platino           |



| Codice        | Dimensioni in pollici | O.D inch (A) | I.D inch (B) | Quantità |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| 42RXPX-050-25 | 1/2                   | 0,85 (21,6)  | 0,43 (10,9)  | 25       |
| 42RXPX-075-25 | 3/4                   | 0,85 (21,6)  | 0,63 (16,0)  | 25       |

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
13 October 2025