

PF22/QC22

PF22 peristaltische vulmachine

Flexicon
Liquid Filling


Kenmerken en voordelen

- Vulvolumes van 5-5000 ml met $\pm 0,5\%$ nauwkeurigheid
- Het vloeistofpad kan in minder dan een minuut worden gewijzigd
- Consistente afvulnauwkeurigheid voorkomt dure overvulling
- Geen opschuiming, spetters of lekkages tussen de afvullingen
- Geen kruisbesmetting



PF22/QC22 prestaties

PF22 – capacity diagram (based on water)




Technische specificaties

	PF22/QC22
Vulvolume	5-5000 ml
Nauwkeurigheid	$\pm 0,5\%$
Bescherming tegen indringen van vuil	IP31
Voeding	110/230 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max 350 W
Gewicht	25 kg (55 lbs)
Accessoires	Vulmondstukken, slangen, vulstandaard, pneumatisch dompelmondstuksysteem, voetschakelaar, printer
Compatibele slangmaat	3,0 tot 12,5 mm D

Constructie materialen

	PF22/QC22
Behuizing	Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal AISI 304
Pompkopbehuizing	Geanodiseerd aluminium
Pompkoproller	Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal 304

PF22/QC22 Afmetingen



Dimensions in mm/inch

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
01 June 2026