

硅胶 RXPX 量表护罩

BioPure 量表护罩



特点和优势

- 提供硅胶或 EPDM
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177.2600
- 通过批号实现产品可追溯性




技术规格

	硅胶 RXPX 量表护罩
垫片类型	隔离器
内径	35.56 mm (1.4 in)
外径	50.29 mm (1.98 in)
尺寸	1.5 in
数量	25 PCS
认证与合规	ADCF, ISO 7 级, USP VI 级
工作温度范围	-55 °C 至 210 °C (-67 °F 至 410 °F)
保存期限	5 年
伽马稳定性	最大 50 kGy

主要材料

	硅胶 RXPX 量表护罩
材料	硅胶

硅胶 RXPX 量表护罩 外形尺寸



尺寸	ID (in)	OD (in)
1.5	1.4	1.98

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利，不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

wmfts.com/global



11 July 2025