

Protetor de medidor RXPX de silicone



Protetor de medidor BioPure

Recursos e benefícios

- Disponível em silicone ou EPDM
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA do CFR 21 177.2600
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos




Especificações técnicas

	Protetor de medidor RXPX de silicone
Tipo de anel de vedação	Isolador
Diâmetro interno	35.56 mm (1.4 pol)
Diâmetro externo	50.29 mm (1.98 pol)
Dimensões	1.5 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), Classe ISO 7, USP Classe VI
Faixas de temperatura de operação	-55°C a 210°C (-67°F a 410°F)
Vida útil	5 anos
Estabilidade gama	Máx. 50 kGy

Materiais de construção

	Protetor de medidor RXPX de silicone
Material	Silicone

Dimensões Protetor de medidor RXPX de silicone



Dimensões	DI (pol)	DE (pol)
1,5	1,4	1,98

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025