

Caratteristiche e vantaggi

- Eccellente accuratezza di erogazione di $\pm 0,5\%$
- 100% di tracciabilità con codice componente, numero di lotto e data di scadenza incisi a laser
- Otto dimensioni diverse per il riempimento da 0,1 ml a oltre 250 ml

Specifiche tecniche

	Elementi Accusil
Modalità di sterilizzazione	Autoclave, EtO, Gamma, Raggi X
Stabilità autoclave	121 °C 30 minuti
Stabilità ai raggi gamma	Max 50 kGy
Gamme di diametro foro	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 pollici)
Spessore parete	2.4 mm (0.09375 pollici)
Colore	Incolore
Trasparenza	Traslucido
Spallazione	Bassa
Gamme di temperatura di esercizio	Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F)
Durezza, shore A (5 s)	58 to 64
Peso specifico	1.15 g/ml
Stato di compressione	$\leq 30\%$
Durata di conservazione	5 anni

Materiali di costruzione

	Elementi Accusil
Tubo	Silicone vulcanizzato al platino
Materiale raccordo	PVDF

Codici prodotto

Diametro interno		Parete		Elemento a Y in Kynar a doppio segmento
mm	pollici	mm	pollici	
1,6	1/16	2,4	3/32	84-510-016
3,2	1/8	2,4	3/32	84-510-032
4,8	3/16	2,4	3/32	84-510-048
6,4	1/4	2,4	3/32	84-510-064
8,0	5/16	2,4	3/32	84-510-080
9,6	3/8	2,4	3/32	84-510-096

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve e l'applicatore BioTube sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp viene utilizzato su licenza.



wmfts.com/global
28 October 2025