

Kenmerken en voordelen

- Schoon, aseptisch ontwerp
- Gepatenteerde compound pakking
- Ontwerp voor inbouwmontage
- Gemakkelijk te plaatsen, af te dichten, te inspecteren
- Grote buitendiameter



Technische specificaties


	ASEPCONNECT
Montagetype	Bodem
Maten	0,5", 0,75", 0,375", 1,0", 1,5", 2,0", 2,5", 3,0", 4,0"
Dikte	standaardhoogte 1 inch
Aansluiting	Ingelast huis met Tri-clamp componentaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-80 °C tot 200 °C (-112 °F tot 392 °F)
Meterwaarde werkdruk	-14.5 psig tot 101.5 psig
Oppervlakte afwerking opties	Elektrolytisch gepolijst, Max. 10 micro-inch Ra (0,25 µm Ra), Max. 15 micro-inch Ra (0,375 µm Ra), Max. 20 micro-inch Ra (0,5 µm Ra)
Certificatie en compliance	ISO9001
Standaarden	ASME BPE, CE-PED
Gewicht	0.55 - 3.36 kg (1.2 - 7.4 lbs)

De maximale werkdruk wordt bepaald door de ontwerpdruk van de pakking die in de assemblage wordt gebruikt.

Constructie materialen

	ASEPCONNECT
Materiaal	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Roestvrij staal 316L, Roestvrij staal AL-6XN

ASEPCONNECT Afmetingen



Model #	Grootte	A	B	C	D	E
	inch	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)
AC04-0001	0,375	20,1 (0,790)	7,0 (0,275)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC05-0001	0,50	20,1 (0,790)	9,4 (0,370)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC08-0001	0,75	20,1 (0,790)	15,7 (0,620)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC10-0001	1,00	43,7 (1,720)	22,1 (0,870)	100,5 (3,955)	30,6 (1,205)	29,3 (1,154)
AC15-0001	1,50	43,7 (1,720)	34,8 (1,370)	100,5 (3,955)	30,6 (1,205)	29,3 (1,154)
AC20-0001	2,00	55,1 (2,170)	47,5 (1,870)	114,3 (4,500)	29,0 (1,140)	40,7 (1,603)
AC25-0001	2,50	65,5 (2,580)	60,2 (2,370)	130,0 (5,120)	29,7 (1,171)	60,2 (2,370)
AC30-0001	3,00	78,0 (3,070)	72,9 (2,870)	147,3 (5,800)	29,7 (1,171)	95,3 (3,750)
AC40-0001	4,00	104,9 (4,130)	97,4 (3,835)	173,9 (6,845)	29,0 (1,141)	127,0 (5,000)

Gewicht

Grootte	ASEPCONNECT
inch	Kg (lb)
0,375	,55 (1,2)
0,50	,55 (1,2)
0,75	,55 (1,2)
1,00	1,36 (3,0)
1,50	1,36 (3,0)
2,00	1,68 (3,7)
2,50	2,59 (5,7)
3,00	2,59 (5,7)
4,00	3,36 (7,4)

Productcodes

Productnummer	Produkt omschrijving
AC10-0001-01	Asepconnect assemblage 1" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 3,3" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC15-0001-01	Asepconnect assemblage 1,5" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 4" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC15-0101-01	Asepconnect assemblage 1,5" Vat montage 1,5" dik Flat-face Ø 4" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC15-1001-01	Asepconnect assemblage 1,5" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 3,346" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC15-1401-01	Asepconnect assemblage 1,5" Vat montage 1" dik 15° Flat-face Ø 6" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC20-0001-01	Asepconnect assemblage 2" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 4,5" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC20-0101-01	Asepconnect assemblage 2" Vat montage 1,5" dik Flat-face Ø 4,5" 316L/EN 1.4435 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC20-0201-01	Asepconnect assemblage 2" Vat montage 2" dik Flat-face Ø 4,5" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC30-0001-01	Asepconnect assemblage 3" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 5,6" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC30-CLAMP	Asepconnect kraag 3" 304 past op Asepconnect
AC40-0101-01	Asepconnect assemblage 4" Vat montage 1,5" dik Flat-face Ø 6,9" 316L/EN 1.4435 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
AC40-1001-01	Asepconnect assemblage 4" Vat montage 1" dik Flat-face Ø 6,7" 316L 20 Ra mechanisch Incl. klemmen
CC15-01	Asepconnect kraag 1"-1,5" 304 past op Asepconnect
CC20-01	Asepconnect kraag 2" 304 past op Asepconnect
CC20-316L	Asepconnect kraag 2" 316L past op Asepconnect
CC30-01	Asepconnect kraag 3" 304 past op Asepconnect
CC40-01	Asepconnect kraag 4" 304 past op Asepconnect
QC15-0001-70	1.5" polypropyleen Quickconnect met 1,5" 316L Tri-clamp

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Onderdeel van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026