

BioTube Applicator

BioTube Applicator



Kenmerken en voordelen

- Verhoog kwaliteit en productiviteit met de automatisering van slang naar slanguiteinde assemblage.
- Veilig en eenvoudig een complex hanmatig assemblageproces repliceren.
- De flexibele combinatie van verwisselbare onderdelen maakt een brede reeks toepassingen mogelijk.
- Zodanig gebouwd dat IPA smering niet nodig is, en verbindingen worden gemaakt zonder de binnenkant van de slang te beschadigen.
- Voldoet aan de laatste normen van de machinerichtlijn



Technische specificaties


	BioTube Applicator
Compatibiliteit afmetingen slangen/componenten	1/8 - 1 in
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Opslagtemperatuur	-25 °C tot 70 °C (-13 °F tot 158 °F)
Vochtigheid	80% tot 31 °C (88 °F), lineair dalend tot 50% bij 40 °C (104 °F)
Max. hoogte	1000 m (3281 ft)
Persluchtdruk	5 Bar tot 6 Bar (72.5 Psi tot 87 Psi)
Hoofdvoeding, elektrische voeding	100-240 V AC 50-60 Hz
Voeding	+24V DC
Zekeringvermogen	3 amps
Gewicht	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lbs)
Standaarden	CE

Voor gedetailleerde specificaties kunt u de product referentiehandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.

Constructie materialen

	BioTube Applicator
Afdekking	Polycarbonaat (PC)
Slangsamenvestiging	Polyoxymethyleen-copolymeer
Hoofdstructuur	Polyoxymethyleen-copolymeer
Inwendige componenten	Koper, PVC, Roestvrij staal
Uitwendige componenten	Aluminium, Glas, Roestvrij staal

Afmetingen



Productcodes

Geografische regio	Productcode
Europa	BTA125/625-1-EU
Verenigd Koninkrijk	BTA125/625-1-UK
China	BTA125/625-1-CN
Noord-Amerika	BTA125/625-1-US

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, BioTube en PureWeld XL zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
09 December 2025