

FS10

桌面型轧盖机

Flexicon
Liquid Filling

特点和优势


- 确保螺纹瓶封盖质量始终如一
- 防止操作员发生重复性运动劳损
- 快速、轻松地更换小瓶
- 适合在 cGMP 环境中收集用过的压缩空气
- 体积小巧，不占用空间，适合放入 BSC 或 LAF 内



技术规格

	FS10
防护等级	IP31
标准	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
灭菌方法	兼容汽化过氧化氢 (VHP)
电源	110/230 V AC, 50/60 Hz
供气	6 bar (87 PSI) 至 ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
重量	12 kg (26 lbs)
包装重量	16.2 kg
附件	压接头，开瓶工具，口袋
最大瓶/小瓶直径	55 mm
最大瓶/小瓶高度	180 mm
最大容量	1000 单位/小时

FS10 外形尺寸



FS10

单位为 mm

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



10 July 2026