

# PF22/QC22

PF22 チューブポンプ充填システム

**Flexicon**  
Liquid Filling


## 機能と利点

- 精度 $\pm 0.5\%$ で5-5000mlからの容量を充填します
- 流路の変更は 1 分以内に完了します
- 一貫した充填精度により、コストのかかる過充填を防止します
- 泡立ち、飛散、液垂れの発生を排除
- 相互汚染なし



## PF22/QC22性能

PF22 – capacity diagram (based on water)




## 技術仕様

|               | PF22/QC22                                      |
|---------------|------------------------------------------------|
| 充填量           | 5-5000 ml                                      |
| 精度            | $\pm 0.5\%$                                    |
| 保護等級          | IP31                                           |
| 電源            | 50/60 Hz, AC110/230V                           |
| 電力消費量         | Max 350 W                                      |
| 重さ            | 25 kg (55 lbs)                                 |
| 付属品           | 充填ノズル、チューブ、充填スタンド、エアダイビングノズルシステム、フットスイッチ、プリンター |
| 互換性のあるチューブサイズ | 3.0~12.5mm内径                                   |

構成材質

|                | PF22/QC22                          |
|----------------|------------------------------------|
| ケースワーク         | ステンレススチール AISI 304, 陽極酸化処理済みアルミニウム |
| ポンプヘッドボディアセンブリ | 陽極酸化処理済みアルミニウム                     |
| ポンプヘッドローアセンブリ  | SUS304相当, 陽極酸化処理済みアルミニウム           |

PF22/QC22寸法



免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。WMArchitectおよびAccusilは登録商標です。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



01 June 2026