

FPC50

FPC50 充填、停止およびキャッピングシステム

Flexicon
Liquid Filling

機能と利点

- 洗浄バリデーションが簡単で相互汚染がない、シングルユース流体経路とチューブポンプ
- 完全な適格性および検証サポート
- ストッパーおよび圧着/ローラキャップ用のユニバーサルフォーマット部品およびバイアル用にフォーマット部品がなく、速やかな交換時間
- 光学インライン確認の計量によるプロセス内管理（IPC）
- FDA 21 CFR Part 11準拠
- 完全なバッチレポート
- ISO8362構成部品に対応
- Annex 1によるバリアシステム（RABS）に対応



技術仕様


	FPC50
充填量	0.1-100 ml
精度	最大±0.5 %
最大容量	1500 単位 / 時間
動作温度	5 °C 終了 25 °C (41 °F 終了 77 °F)
電源	50/60 Hz, AC110/230V, AC220V~240V
電力消費量	Max 1200 W
エアサプライ / エアコネクション	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]に準拠した0.6MPa（87psi）
空気消費量	最大 100 L/min
インターフェイス	1 x ガスパージバルブ用24V出力信号、2 x 粒子カウンター等用外部インターフェイス、RABSとの統合
重さ	400 kg（882 lbs）
バイアルサイズ	ISO 8362 2R - 100H
ストッパー	ISO規格またはLyo、13 mmおよび20 mm
供給トレイと回収トレイ	幅 / 開放端最小 200mm/7.9 インチ - 最大 305 mm /12 インチ

全体を通して最大の容量

構成材質

	FPC50
材質	POM, ステンレススチール AISI 316L, ステンレス鋼, テフロン, 陽極酸化処理済みアルミニウム

FPC50基本寸法



免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。WMArchitectおよびAccusilは登録商標です。

wmfts.com/global



06 May 2026