

Transferência de fluidos - Elementos LoadSure alargados

Conjuntos de transferência de fluidos de utilização única

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto.
- Estensa lista de componentes disponíveis.
- Suporte de protocolos de validação interna e guias de validação disponíveis mediante pedido
- Configurações standard disponíveis para tempos de entrega reduzidos
- Conjuntos standard vendidos sem irradiação, conjuntos irradiados e esterilizados a pedido
- Integração flexível com uma abordagem de arquitetura aberta
- Utilização em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução completa de gestão de fluidos
- Segurança de fornecimento com a rede global de fabrico e fornecimento da Watson-Marlow




Especificações técnicas

	Transferência de fluidos - Elementos LoadSure alargados
Certificação e conformidade	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiada (irradiada ou esterilizada a pedido)

Materiais de construção

	Transferência de fluidos - Elementos LoadSure alargados
Mangueiras	Elastómero termoplástico, Silicone
Material do conector	Polycarbonato (PC), Polipropileno, Polissulfona (UDEL 1700), PVDF

Informações da encomenda



Código do produto	Número de peça (Descrição)	Bomba	Cabeçote
33-0913-311261	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 12,7mm bore-extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311262	Pumpsil LoadSure: Diâmetro int. 12,7 mm-extremidades 1m com TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311263	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 12,7mm-extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311264	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 12,7mm- extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311281	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311282	Pumpsil LoadSure: Diâmetro int. 19 mm-extremidades 1m com TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311283	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311284	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311291	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311292	Pumpsil LoadSure: Diâmetro int. 25,4 mm-extremidades 1m com TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311293	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 700	720RE
33-0913-311294	Pumpsil LoadSure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311281	Bioprene Loadsure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311282	Bioprene Loadsure: Diâmetro int. 19 mm-extremidades 1m com TC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311283	Bioprene Loadsure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311284	Bioprene Loadsure: Diâmetro 19mm- extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311291	Bioprene Loadsure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/abertura-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311292	Bioprene Loadsure: Diâmetro int. 25,4 mm-extremidades 1m com TC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311293	Bioprene Loadsure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/MPC-NÃO	Série 700	720RE
33-0933-311294	Bioprene Loadsure: Diâmetro 25,4mm- extremidades estendidas de 1m c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720RE

As configurações standard foram concebidas com base nos componentes mais utilizados. Os conjuntos listados são não irradiados com extremidades estendidas de 1 metro de comprimento em cada lado do elemento LoadSure correspondente. Os acessórios Triclamp não têm tampa e são de tamanho normalizado. Desenhos detalhados com lista de materiais disponíveis mediante pedido. Para quaisquer alterações ao comprimento, tamanho/tipo de encaixe ou requisitos de irradiação, contacte o seu representante local da Watson-Marlow.

Isonção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025