


Cabeçote 400/A

Cabeçotes da série 400A

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Recursos e benefícios

- Caudais desde 30 µl/min a 30 ml/min
- Qualidade do instrumento em tamanho muito compacto; 31 mm x 48 mm
- Pista acionada por mola para maior precisão e vida útil prolongada da mangueira
- Para espessura da parede da mangueira de 0,85 mm e 0,9 mm
- Compatível com mangueira contínua ou elementos de mangueira
- Cabeçote disponível em pressão padrão ou alta



Especificações técnicas

	Cabeçote 400/A
Tipo de bomba	Montagem em painel
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis	0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.22, 1.52, 2.06 mm
Espessura de parede da mangueira compatível	0.85 mm

Materiais de construção

	Cabeçote 400/A
Conjunto do corpo do cabeçote	Acetal (preto), Resina de poliéster (PET)
Pista para cabeçote	Acetal (preto)
Conjunto de roletes para cabeçote	Acetal (preto)
Conjunto do rotor do cabeçote	Acetal (preto), Aço inoxidável

As informações listadas abrangem a linha completa.

Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais, consulte o manual do utilizador ou entre em contacto com o representante da WMFTS.

Isenção de responsabilidade: Todos os caudais mostrados foram obtidos bombeando água a 20 °C (68 °F) com aspiração e alturas manométricas de descarga zero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Indique sempre o código do produto ao encomendar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
10 July 2025