

Viton GF ダイアフラム

Vitonダイアフラム



機能と利点

- すべてのViton® GFダイアフラムに硬化日とバッチ番号がレーザーエッチングされているため、完全に追跡可能です
- 優れた耐薬品性
- 非常に優れた耐蒸気性
- ケトンやエステルでの使用には適していません



技術仕様

	Viton GF ダイアフラム
タンクバルブサイズ	0.5" 延長, 1.0", 1.5"延長, 2.0", 3.0", 3.0"延長
色	黒
ダイアフラムの種類	垂直
バリレン処理	×
動作温度	-20 °C 終了 177 °C (-4 °F 終了 350 °F)
最大使用圧力	4.8 バーグ
最大使用圧力	70 psig
互換性のあるアクチュエータ	AJS, AKs
互換性のあるバルブ	半径 (Radial
アクチュエータの種類	マニュアル, 空圧式
硬化剤	過酸化物
設置前に蒸気処理が必要です	×
ASME BPE付録K SIPサイクル等級	200
SIPサイクル試験中の総作動回数	2000
保存可能期間	4 年
材料仕様	過酸化硬化 F-TYPE ガムポリマー
規格	ASME BPE, RoHS
認証および準拠	ADCF, BSE/TSE フリー, FDA 21CFR177.2600, USP <87>, USP <88> クラスVI

構成材質

	Viton GF ダイアフラム
ダイアフラム	Viton® GF 17340
インサート	304 SS

製品コード

コード	製品
VF10	ラジアルダイアフラム1" Viton "GF"黒色ストレート
VF20	ラジアルダイアフラム2" Viton "GF"黒色ストレート
VF30	ラジアルダイアフラム3" Viton "GF"黒色ストレート
VFE17	ラジアルダイアフラム延長1.5" Viton "GF"黒色
VFE30	ラジアルダイアフラム延長3" Viton "GF"黒色
VGF05	ラジアルダイアフラム延長.5" Viton "GF"黒色

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



09 July 2026