

Cabeçote 400/N2

Cabeçotes das séries 400/M e N

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Recursos e benefícios

- 2 conexão compacta com canal
- O funciona com mangueira de espessura de parede de 1,0 mm e conexões farpadas
- Bomba completa com o motor, ou apenas como cabeçote
- Cabeçote disponível em PVDF para maior compatibilidade química




Desempenho Cabeçote 400/N2

Caudais (ml/min)		
Diâmetro interno da mangueira (mm)	ml/rot	Caudal contínuo máximo (ml/min)
0,5	0,013	7
1,0	0,05	25
2,0	0,18	90
3,0	0,33	150

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



Especificações técnicas

	Cabeçote 400/N2
Número de canais	2
Caudal máx, contínuo	150 ml/min
Limites das temperatura de funcionamento	-10 °C a 45 °C (41 °F a conMaxMaxOperatingTemperatureF[conMaxMaxOperatingTemperatureF °F])
Tipo de bomba	Montagem em painel
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis	0.5, 1, 2, 3 mm
Espessura de parede da mangueira compatível	1 mm

