


流体移送チューブおよびホースセット

シングルユース流体移送アセンブリ

WM architect
single-use solutions

機能と利点

- 完全な製品トレーサビリティ
- 大きな構成部品表からの選択
- ご要望に応じて内部バリデーションプロトコルとバリデーションガイドのサポートを提供可能
- 所要時間短縮のための標準構成を用意
- ご要望に応じて未照射、照射済み、無菌アセンブリとして標準アセンブリを販売
- オープンアーキテクチャ手法による柔軟な統合
- Watson-Marlowペリスタポンプと併用してエンドツーエンドの流体管理ソリューションを実現
- Watson-Marlowの世界的な製造供給ネットワークによる供給セキュリティ




技術仕様

	流体移送チューブおよびホースセット
認証および準拠	ADCF, ISO 10993, USP <788 >, USP <85>, USPクラスVI
製造	ISO 14644-1 クラス 7, ISO 9001
無菌	未照射（ご要望に応じて照射または滅菌）

構成材質

	流体移送チューブおよびホースセット
チューブ	SEBS, Silicone, 熱可塑性エラストマー
コネクタ材料	Polysulfone (UDELL 1700), PVDF, ポリカーボネート（PC）, ポリプロピレン

注文情報



部品番号	部品名（説明）	ポンプ	ポンプヘッド
33-0913-211112	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211113	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211114	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R

33-0913-211122	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、TC-NON	移送用のみ	
33-0913-211123	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	移送用のみ	
33-0913-211124	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-0913-211212	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211213	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211214	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211222	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211223	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211224	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211232	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211233	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211234	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211242	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211243	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211244	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211252	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211253	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211254	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211312	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211313	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211314	Pumpsil Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211322	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211323	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211324	Pumpsil Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0913-211332	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211333	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211334	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211342	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211343	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211344	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211352	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211353	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211354	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211432	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211433	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211434	Pumpsil Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211442	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211443	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211444	Pumpsil Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0913-211452	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211453	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0913-211454	Pumpsil Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211113	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	移送用のみ	
33-0933-211114	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-0933-211122	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、TC-NON	移送用のみ	
33-0933-211123	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	移送用のみ	
33-0933-211124	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-0933-211213	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211214	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211222	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211223	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211224	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211232	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211233	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211234	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211242	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211243	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211244	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211252	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211253	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、MPC-NON	700シリーズ	720R

33-0933-211254	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211313	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211314	Bioprene Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211322	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211323	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211324	Bioprene Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0933-211332	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211333	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211334	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211342	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211343	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211344	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211352	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211353	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211354	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211432	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211433	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211434	Bioprene Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211442	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211443	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211444	Bioprene Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0933-211452	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211453	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0933-211454	Bioprene Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211112	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、TC-NON	移送用のみ	
33-0942-211113	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	移送用のみ	
33-0942-211114	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-0942-211122	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、TC-NON	移送用のみ	
33-0942-211123	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、MPC-NON	移送用のみ	
33-0942-211124	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ0.3m、Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-0942-211212	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211213	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211214	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211222	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211223	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211224	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211232	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211233	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211234	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211242	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211243	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211244	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211252	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211253	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211254	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ1m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211312	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211313	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211314	PureWeld Kit - 3.2x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211322	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、TC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211323	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、MPC-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211324	PureWeld Kit - 6.4x1.6mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	500シリーズ	520R
33-0942-211332	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211333	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211334	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211342	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211343	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211344	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211352	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211353	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211354	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ2.5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R

33-0942-211432	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211433	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211434	PureWeld Kit - 9.6x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211442	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、TC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211443	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、MPC-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211444	PureWeld Kit - 12.7x3.2mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	600シリーズ	620R
33-0942-211452	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、TC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211453	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、MPC-NON	700シリーズ	720R
33-0942-211454	PureWeld Kit - 19x4.8mm - 長さ5m、Aseptiquik-NON	700シリーズ	720R
33-BSHP-211214	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ1m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211222	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ1m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211224	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ1m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211232	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ1m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211234	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ1m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211242	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ1m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211244	Braided Hose Kit-1"ID-長さ1m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211312	Braided Hose Kit-1"ID-長さ1m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211314	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ2.5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211322	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ2.5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211324	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ2.5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211332	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ2.5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211334	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ2.5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211342	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ2.5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211344	Braided Hose Kit-1"ID-長さ2.5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211412	Braided Hose Kit-1"ID-長さ2.5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211414	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211422	Braided Hose Kit-3/8"ID-長さ5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211424	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211432	Braided Hose Kit-1/2"ID-長さ5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211434	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ5m-TC-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211442	Braided Hose Kit-3/4"ID-長さ5m-Aseptiquik-NON	移送用のみ	
33-BSHP-211444	Braided Hose Kit-1"ID-長さ5m-TC-NON	移送用のみ	

標準構成は最もよく使用される構成部品に基づいて設計されています。記載されたアセンブリは未照射型です。Triclamp継手はキャップを備えず、標準サイズです。ご要望に応じて部品表付きの詳細図を提供可能です。長さ、継手サイズ/種類または照射要件を変更する場合は、最寄りのWatson-Marlowセールスエンジニアにお問い合わせください。

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



01 August 2025