

FPC60

FPC60 vollautomatisches Abfüll-/Finish-System

Merkmale und Vorteile


- Vorbereitet für Sperrsysteme gemäß Anhang 1
- Reduziertes Verunreinigungsrisiko dank automatischer Einrichtung ohne manuelle Eingriffe
- Hochgenaue Abfüllung für Volumen von 0.2-100 ml mit einer Genauigkeit von bis zu $\pm 0,5\%$
- Weniger Ausfallzeiten dank minimalem Einrichtungsaufwand ohne Werkzeugeinsatz zwischen den Chargen
- Keine Verschwendung wertvoller Produkte bei Beginn der Charge und ohne Formateile für das gesamte Vial-Sortiment
- Vollständiger Audit-Trail von Änderungen durch das Bedienpersonal
- Digitaler Fernzugriff und separater Serviceschrank



Technische Eigenschaften

	FPC60
Füllvolumen	0.2-100 ml
Genauigkeit	bis zu $\pm 0,5\%$
Max. Kapazität	1500 Einheiten/Stunde
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Stromversorgung	200-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max 3200 W
Gewicht	1800 kg (3968 lb)
Vial-Größe	ISO 8362 2R – 100H, 2 ml–100 ml CZ Vials
Stopfen	ISO-Standard oder Gefriertrocknung, 13 mm und 20 mm
Zuführ- und Ausfuhrtray	Breite des Zuführtrays: 185 mm–360 mm, Breite des Ausfuhrtrays: 180 mm–360 mm, optionale Zuführtrays für vorsterilisierte adaptiQ + EZfill RTU Vials

FPC60 – Maße



Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Flexicon A/S übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. WMArchitect und Accusil sind eingetragene Marken.



wmfts.com/global
06 May 2026