

Merkmale und Vorteile

- Ausgezeichnete Dosiergenauigkeit von $\pm 0,5 \%$
- Vollständige Rückverfolgbarkeit über mit Laserstrahlen eingeprägte Artikelnummern, Chargennummern und Haltbarkeitsdatum
- Acht verschiedene Größen für Abfüllvolumen von 0,1 ml bis mehr als 250 ml

Technische Eigenschaften

	Accusil Elemente
Sterilisationsmethoden	Autoklavieren, EtO, Gamma, Röntgen
Autoklav-Stabilität	121 °C, 30 Minuten
Gammastabilität	Max. 50 kGy
Innendurchmesserbereiche	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 Zoll)
Wandstärke	2.4 mm (0.09375 Zoll)
Farbe	Farblos
Transparenz	Durchscheinend
Spallation	Niedrig
Betriebstemperaturbereiche	-20 °C bis 80 °C (-4 °F bis 176 °F)
Härte, Shore A (5 Sek.)	58 to 64
Spezifisches Gewicht	1.15 g/ml
Kompressionssatz	$\leq 30 \%$
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre

Werkstoffe

	Accusil Elemente
Schläuche	Platinvernetztes Silikon
Verbinderwerkstoff	PVDF

Artikelnummern

Innendurchmesser		Wandstärke		Doppelsegment Kynar Y-Element
mm	Zoll	mm	Zoll	
1,6	1/16	2,4	3/32	84-510-016
3,2	1/8	2,4	3/32	84-510-032
4,8	3/16	2,4	3/32	84-510-048
6,4	1/4	2,4	3/32	84-510-064
8,0	5/16	2,4	3/32	84-510-080
9,6	3/8	2,4	3/32	84-510-096

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve und BioTube Applikator sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp wird in Lizenz verwendet.



wmfts.com/global
28 October 2025