

특징 및 이점

- $\pm 0.5\%$ 의 우수한 디스펜싱 정확도
- 레이저 각인된 부품 번호, 로트 번호 및 사용 날짜별 100% 추적성
- 0.1ml에서 250ml 이상 충진에 적합한 8가지 크기
- USP <87>, Ph 바이오팀약 규정을 준수합니다. Eur. 6.8 Chapter 3.1.9, ISO 10993 및 FDA CFR 177.2600



기술 사양

	Accusil
인증 및 준수	FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, pH Eur. 6.8 3.1.9, USP<788>, USP<85>, USP<87>
멸균 방법	EtO, X-ray, 감마, 오토클레이브
오토클레이브 안정성	121°C 30분
감마 안정성	최대 50kGy
길이	10 - 1523.05 - 46.33
보어 크기 범위	0.5 - 8 mm (0.02 - 0.315 in)
벽 두께	1.6 - 2.2 mm (0.063 - 0.087 in)
색상	무색
투명도	반투명
파쇄	낮음
작동 온도 범위	-20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
경도, 쇼어 A (5sec)	58 to 64
비중	1.15 g/ml
압축 세트	$\leq 30\%$
보관 수명	5 년

자세한 튜빙 인정 및 호환성 세부 내용은 밸리데이션 가이드를 참조하십시오.

구성 재질

	Accusil
튜브	백금 경화 실리콘

제품 코드

분사량 ml*	내경		벽		코일	
	mm	inch	mm	inch	10m/32.8ft	150m/492ft
< 0.5	0.5	1/50	1.6	1/16	84-103-005	84-104-005
0.5 - 1.0	0.8	1/32	1.6	1/16	84-103-008	84-104-008
1.0 - 1.7	1.2	3/64	1.6	1/16	84-103-012	84-104-012
1.7 - 7.0	1.6	1/16	1.6	1/16	84-103-016	84-104-016
7.0 - 12.0	3.2	1/8	1.8	1/14	84-103-032	84-104-032
						125m/410ft
12.0 - 22.0	4.8	3/16	2.0	0.0787	84-103-048	84-104-048
						90m/290ft
22.0 - 35.0	6.0	6/25	2.1	0.0827	84-103-060	84-104-060
						65m/213ft
> 35.0	8.0	5/16	2.2	0.0866	84-103-080	84-104-080

*(분사 정확도 및 스피드의 최적화를 위하여, 물과 같은 점성의 분사를 기준으로 함)

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve 및 BioTube 애플리케이션은 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. Q-Clamp는 라이선스 하에 사용됩니다.

wmfts.com/global



28 October 2025