

Transfert de fluide - Éléments LoadSure étendus

Assemblages de transfert de fluides à usage unique

Caractéristiques et avantages

- Traçabilité totale des produits
- Vaste gamme de composants disponibles
- Protocoles de validation internes et guides de validation disponibles sur demande
- Configurations standard disponibles pour réduire les délais
- Les assemblages standard peuvent être vendus non-irradiés, irradiés et stériles sur demande
- Intégration flexible avec une approche à architecture ouverte
- Utilisation en conjonction avec les pompes péristaltiques Watson-Marlow pour créer une solution de bout-en-bout de gestion des fluides
- Approvisionnements sécurisés grâce au réseau international de fabrication et de distribution de Watson-Marlow




Spécifications techniques

	Transfert de fluide - Éléments LoadSure étendus
Certification et conformité	ISO10993, Sans teneur d'origine animale, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabrication	ISO 14644-1 classe 7, ISO 9001
Stérilité	Non-irradié (irradié ou stérile sur demande)

Matériaux de construction

	Transfert de fluide - Éléments LoadSure étendus
Tubes	Élastomère thermoplastique, Silicone
Matière du connecteur	Polycarbonate (PC), Polypropylène, Polysulfone (UDEL 1700), PVDF

Informations sur la commande



Référence pièce	Nom de la référence (description)	Pompe	Tête de pompe
33-0913-311261	Pumpsil Loadsure : Ø int. 12,7mm - extr. 1 m ouverte - NON	Série 700	720RE
33-0913-311262	Pumpsil Loadsure : Ø int. 12,7 mm - extr. 1 m TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311263	Pumpsil Loadsure : Ø int. 12,7mm - extr. 1 m MPC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311264	Pumpsil Loadsure : Ø int. 12,7mm - extr. 1 m Aseptiquik-NON	Série 700	720RE
33-0913-311281	Pumpsil Loadsure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m ouverte - NON	Série 700	720RE
33-0913-311282	Pumpsil Loadsure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311283	Pumpsil Loadsure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m MPC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311284	Pumpsil Loadsure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m Aseptiquik-NON	Série 700	720RE
33-0913-311291	Pumpsil Loadsure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m ouverte - NON	Série 700	720RE
33-0913-311292	Pumpsil Loadsure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m TC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311293	Pumpsil Loadsure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m MPC-NON	Série 700	720RE
33-0913-311294	Pumpsil Loadsure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m Aseptiquik-NON	Série 700	720RE
33-0933-311281	Bioprene LoadSure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m ouverte - NON	Série 700	720RE
33-0933-311282	Bioprene LoadSure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m TC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311283	Bioprene LoadSure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m MPC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311284	Bioprene LoadSure : Ø int. 19 mm - extr. 1 m Aseptiquik-NON	Série 700	720RE
33-0933-311291	Bioprene LoadSure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m ouverte - NON	Série 700	720RE
33-0933-311292	Bioprene LoadSure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m TC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311293	Bioprene LoadSure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m MPC-NON	Série 700	720RE
33-0933-311294	Bioprene LoadSure : Ø int. 25,4 mm - extr. 1 m Aseptiquik-NON	Série 700	720RE

Les configurations standard ont été conçues en fonction des composants les plus utilisés. Les assemblages figurant dans la liste ne sont pas irradiés avec des extrémités de 1 m de long de chaque côté de l'élément LoadSure correspondant. Les raccords TriClamp ne sont pas fermés et ont une taille standard. Des dessins détaillés avec nomenclature sont disponibles sur demande. Pour toutes les modifications de longueur, la taille ou le type de raccord, ou critères d'irradiation, veuillez contacter votre représentant Watson-Marlow le plus proche.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025