


Set di tubo di trasferimento di fluidi e tubo flessibile

Kit di trasferimento di fluidi monouso

Caratteristiche e vantaggi

- Tracciabilità completa del prodotto
- Ampia gamma di componenti tra cui scegliere
- Supporto di protocolli di validazione interni e guide alla validazione disponibili su richiesta
- Configurazioni standard disponibili per tempi di consegna ridotti
- Gruppi standard venduti non irradiati, irradiati e gruppi sterili su richiesta
- Integrazione versatile con un approccio ad architettura aperta
- Utilizzare in combinazione con le pompe peristaltiche Watson-Marlow per una soluzione di gestione dei fluidi end-to-end
- Sicurezza di fornitura grazie alla rete di produzione e fornitura globale di Watson-Marlow




Specifiche tecniche

	Set di tubo di trasferimento di fluidi e tubo flessibile
Certificazione e conformità	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Produzione	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Sterilità	Non irradiati (irradiati o sterili su richiesta)

Materiali di costruzione

	Set di tubo di trasferimento di fluidi e tubo flessibile
Tubo	Elastomero in materiale termoplastico, SEBS, Silicone
Materiale raccordo	Policarbonato (PC), Polipropilene, Polisulfone (UDEL 1700), PVDF

Informazioni sugli ordini



Codice componente	Nome parte (descrizione)	Pompe	Testa
33-0913-211112	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211113	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211114	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0913-211122	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0913-211123	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0913-211124	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0913-211212	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211213	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211214	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0913-211222	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211223	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211224	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R

33-0913-211232	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211233	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211234	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211242	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211243	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211244	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211252	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211253	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211254	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0913-211312	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211313	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211314	Kit Pumpsil - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0913-211322	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211323	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0913-211324	Kit Pumpsil - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0913-211332	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211333	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211334	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211342	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211343	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211344	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211352	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211353	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211354	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0913-211432	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211433	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211434	Kit Pumpsil - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211442	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211443	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0913-211444	Kit Pumpsil - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0913-211452	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211453	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0913-211454	Kit Pumpsil - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0933-211113	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0933-211114	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0933-211122	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0933-211123	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0933-211124	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0933-211213	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211214	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0933-211222	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211223	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211224	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0933-211232	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211233	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211234	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211242	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211243	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211244	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211252	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211253	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211254	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0933-211313	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211314	Kit Bioprene - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0933-211322	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211323	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0933-211324	Kit Bioprene - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0933-211332	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211333	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211334	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211342	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211343	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211344	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211352	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211353	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211354	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0933-211432	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211433	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211434	Kit Bioprene - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211442	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211443	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0933-211444	Kit Bioprene - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0933-211452	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211453	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0933-211454	Kit Bioprene - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0942-211112	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211113	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211114	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211122	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211123	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con MPC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211124	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 0,3 m con Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-0942-211212	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211213	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211214	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0942-211222	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211223	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211224	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0942-211232	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R

33-0942-211233	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211234	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211242	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211243	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211244	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211252	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211253	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211254	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 1 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0942-211312	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211313	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211314	Kit PureWeld - 3,2 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0942-211322	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211323	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 500	520R
33-0942-211324	Kit PureWeld - 6,4 x 1,6 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 500	520R
33-0942-211332	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211333	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211334	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211342	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211343	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211344	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211352	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211353	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211354	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 2,5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-0942-211432	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211433	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211434	Kit PureWeld - 9,6 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211442	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211443	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 600	620R
33-0942-211444	Kit PureWeld - 12,7 x 3,2 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 600	620R
33-0942-211452	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con TC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211453	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con MPC-NON	Serie 700	720R
33-0942-211454	Kit PureWeld - 19 x 4,8 mm - lunghezza 5 m con Aseptiquik-NON	Serie 700	720R
33-BSHP-211214	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 1 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211222	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 1 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211224	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 1 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211232	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 1 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211234	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 1 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211242	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 1 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211244	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1" lungh. 1 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211312	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1" lungh. 1 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211314	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 2,5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211322	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 2,5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211324	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 2,5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211332	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 2,5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211334	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 2,5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211342	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 2,5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211344	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1" lungh. 2,5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211412	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1" lungh. 2,5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211414	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211422	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/8" lungh. 5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211424	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211432	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1/2" lungh. 5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211434	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211442	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 3/4" lungh. 5 m - Aseptiquik-NON	Da usare solo con Transfer	
33-BSHP-211444	Kit tubo flessibile rinforzato con treccia - diam. int. 1" lungh. 5 m - TC-NON	Da usare solo con Transfer	

Le configurazioni standard sono state progettate sulla base dei componenti più utilizzati. I gruppi elencati non sono irradiati. I raccordi TriClamp sono senza tappo e di dimensioni standard. Disegni dettagliati con distinta dei materiali disponibili su richiesta. Per qualsiasi modifica alla lunghezza, alle dimensioni/tipo di raccordo o ai requisiti di irradiazione, contattare il rappresentante Watson-Marlow di zona.

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025