

FPC50

FPC50 Abfüll-, Stöpsel- und Verschleißsystem

Merkmale und Vorteile

- Single-Use-Fluid-Path und Schlauchpumpe für einfache Reinigungsvalidierung ohne Verunreinigung
- Vollständige Qualifizierungs- und Validierungsunterstützung
- Schnellere Umrüstung mit Universal-Formateilen für Stopfen und Bördel-/Roll-On-Verschlüsse und ohne Formateile für Vials
- Inprozesskontrolle (IPC) mit optionaler Inline-Kontrollwaage
- Konformität mit FDA 21 CFR Part 11
- Vollständige Chargenprotokolle
- Kompatibilität mit ISO8362-Komponenten
- Vorbereitet für Sperrsysteme (RABS) gemäß Anhang 1



Technische Eigenschaften


	FPC50
Füllvolumen	0,1-100 ml
Genauigkeit	bis zu $\pm 0,5\%$
Max. Kapazität	1500 Einheiten/Stunde
Betriebstemperatur	5 °C bis 25 °C (41 °F bis 77 °F)
Stromversorgung	110/230 VAC, 220–240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max 1200 W
Luftzufuhr/pneumatischer Verbinder	6 bar (87 psi) gemäß ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Luftverbrauch	Max. 100 L/min
Schnittstelle	1 x 24 V Ausgabesignal für Gasspülungsventil; 2 x externe Schnittstelle für z. B. Partikelzähler; Integration in RABS
Gewicht	400 kg (882 lb)
Vial-Größe	ISO 8362 2R – 100H
Stopfen	ISO-Standard oder Gefriertrocknung, 13 mm und 20 mm
Zuführ- und Ausführray	Breite/offenes Ende min. 200 mm/7,9" – max. 305 mm/12"

Die Leistung ist die max. Durchlaufleistung.

Werkstoffe

	FPC50
Werkstoff	Edelstahl, Edelstahl AISI316L, Eloxiertes Aluminium, POM, Teflon

FPC50 – Basisabmessungen



Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Flexicon A/S übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. WMArchitect und Accusil sind eingetragene Marken.



wmfts.com/global
06 May 2026