

Silicone transport slang

Silicone transport slang

Kenmerken en voordelen

- Een veilige, betrouwbare en voordelige oplossing voor algemeen vloeistoftransport
- Vervaardigd en verpakt in een ISO14644-1 Klasse 7 cleanroom
- Uitgebreide voorraad van een breed scala aan maten
- Validatiepakket, inclusief extractable profiel en USP <85> bacteriële endotoxinetests
- Autoclaveerbaar tot 121 °C en gamma steriel tot 50 kGy



Technische specificaties

	Silicone transport slang
Binnendiameterbereiken	3.2 - 25.4 mm (0.125 - 1 in)
Buitendiameterbereiken	6.4 - 38.1 mm (0.25 - 1.5 in)
Transparantie	Doorschijnend
Certificatie en compliance	ADCF, Fase Eur. 3.1.9, Inhoudsopgave, ISO10993, ISO-klasse 7, USP klasse VI
Hardheid, shore A (5 sec.)	50
Soortelijk gewicht	1.14 g/cm³
UV bestendigheid	Hoog
Barstdrukbereiken	1.9 - 8.3 bar (27 - 120 psi)
Max. werkdrukbereiken	2.8 bar (40 psi)
Breukrek	400 %
Houdbaarheid	5 jaar
Gammastabiliteit	25 kGy tot 50 kGy
Stabiliteit van autoclaaf	121 °C 30 minuten

ASTM-methoden Hardheid: ASTM D 2240; soortelijk gewicht: ASTM D 792; Tear B, uiterste treksterkte, uitrekking op breekpunt, trekbelasting bij 100% uitrekking; ASTM D 412
Maximale bedrijfsdruk is afhankelijk van de slangmaat

Constructie materialen

	Silicone transport slang
Materiaal	Platinum-cured silicone

Productcodes

Binnendiameter	Buitendiameter	Rollengte		
mm (inch)	mm (inch)	30 m (100 ft)	15 m (50 ft)	7,6 m (25 ft)
3,2 (0,125)	6,4 (0,250)	BPS-0125-0250-100	BPS-0125-0250-50	—
3,2 (0,125)	8,0 (0,312)	BPS-0125-0312-100	BPS-0125-0312-50	—
3,2 (0,125)	9,6 (0,375)	BPS-0125-0375-100	BPS-0125-0375-50	—
4,8 (0,187)	8,0 (0,312)	BPS-0187-0312-100	BPS-0187-0312-50	—
4,8 (0,187)	9,6 (0,375)	BPS-0187-0375-100	BPS-0187-0375-50	—
4,8 (0,187)	11,2 (0,437)	BPS-0187-0437-100	BPS-0187-0437-50	—
6,4 (0,250)	9,6 (0,375)	BPS-0250-0375-100	BPS-0250-0375-50	—
6,4 (0,250)	11,2 (0,437)	BPS-0250-0437-100	BPS-0250-0437-50	—
6,4 (0,250)	12,7 (0,500)	BPS-0250-0500-100	BPS-0250-0500-50	—
8,0 (0,312)	11,2 (0,437)	BPS-0312-0437-100	BPS-0312-0437-50	—
8,0 (0,312)	12,7 (0,500)	BPS-0312-0500-100	BPS-0312-0500-50	—
8,0 (0,312)	14,3 (0,562)	BPS-0312-0562-100	BPS-0312-0562-50	—
9,6 (0,375)	12,7 (0,500)	BPS-0375-0500-100	BPS-0375-0500-50	—
9,6 (0,375)	14,3 (0,562)	BPS-0375-0562-100	BPS-0375-0562-50	—
9,6 (0,375)	15,9 (0,625)	BPS-0375-0625-100	BPS-0375-0625-50	—
12,7 (0,500)	15,9 (0,625)	—	BPS-0500-0625-50	BPS-0500-0625-25
12,7 (0,500)	17,5 (0,687)	—	BPS-0500-0687-50	BPS-0500-0687-25
12,7 (0,500)	19,0 (0,750)	—	BPS-0500-0750-50	BPS-0500-0750-25
15,9 (0,625)	22,2 (0,875)	—	BPS-0625-0875-50	BPS-0625-0875-25
15,9 (0,625)	25,4 (1,000)	—	BPS-0625-1000-50	BPS-0625-1000-25
19,0 (0,750)	25,4 (1,000)	—	BPS-0750-1000-50	BPS-0750-1000-25
19,0 (0,750)	28,6 (1,125)	—	BPS-0750-1125-50	BPS-0750-1125-25
25,4 (1,000)	31,2 (1,250)	—	BPS-1000-1250-50	BPS-1000-1250-25
25,4 (1,000)	34,9 (1,375)	—	BPS-1000-1375-50	BPS-1000-1375-25
25,4 (1,000)	38,1 (1,500)	—	BPS-1000-1500-50	BPS-1000-1500-25

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve en BioTube applicator zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp wordt onder licentie gebruikt.



wmfts.com/global
28 October 2025