

流体移送 - 延長ダブルYエレメント

WMarchitect
single-use solutions

シングルユース流体移送アセンブリ

機能と利点

- 完全な製品トレーサビリティ
- ご要望に応じて内部バリデーションプロトコルとバリデーションガイドのサポートを提供可能
- 所要時間短縮のための標準構成を用意
- ご要望に応じて未照射、照射済み、無菌アセンブリとして標準アセンブリを販売
- Watson-Marlowペリスタポンプと併用してエンドツーエンドの流体管理ソリューションを実現
- Watson-Marlowの世界的な製造供給ネットワークによる供給セキュリティ



技術仕様

	流体移送 - 延長ダブルYエレメント
認証および準拠	ADCF, ISO 10993, USP <788 >, USP <85>, USPクラスVI
製造	ISO 14644-1 クラス 7, ISO 9001
無菌	未照射（ご要望に応じて照射または滅菌）

構成材質

	流体移送 - 延長ダブルYエレメント
チューブ	Silicone, 熱可塑性エラストマー
コネクタ材料	PVDF, ポリカーボネート (PC), ポリプロピレン

注文情報



部品番号	部品名 (説明)	ポンプ	ポンプヘッド
33-0913-111221	PumpsilYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111222	PumpsilYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111223	PumpsilYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111224	PumpsilYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111231	PumpsilYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111232	PumpsilYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111233	PumpsilYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111234	PumpsilYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111241	PumpsilYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111242	PumpsilYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111243	PumpsilYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111244	PumpsilYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111251	PumpsilYエレメント: 8.0x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111252	PumpsilYエレメント: 8.0x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111253	PumpsilYエレメント: 8.0x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111254	PumpsilYエレメント: 8.0x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111261	PumpsilYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111262	PumpsilYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111263	PumpsilYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111264	PumpsilYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0913-111271	PumpsilYエレメント: 8x4mm-1m端部オープン-NON	600シリーズ	620L
33-0913-111272	PumpsilYエレメント: 8x4mm-1m端部TC-NON	600シリーズ	620L
33-0913-111273	PumpsilYエレメント: 8x4mm-1m端部MPC-NON	600シリーズ	620L
33-0913-111274	PumpsilYエレメント: 8x4mm-1m端部Aseptiquik-NON	600シリーズ	620L
33-0933-111221	BiopreneYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111222	BiopreneYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111223	BiopreneYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111224	BiopreneYエレメント: 3.2x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111231	BiopreneYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111232	BiopreneYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111233	BiopreneYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111234	BiopreneYエレメント: 4.8x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111241	BiopreneYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111242	BiopreneYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111243	BiopreneYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111244	BiopreneYエレメント: 6.4x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111261	BiopreneYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部オープン-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111262	BiopreneYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部TC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111263	BiopreneYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部MPC-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111264	BiopreneYエレメント: 9.6x2.4mm-1m端部Aseptiquik-NON	500シリーズ	505L
33-0933-111271	BiopreneYエレメント: 8x4mm-1m端部オープン-NON	600シリーズ	620L
33-0933-111272	BiopreneYエレメント: 8x4mm-1m端部TC-NON	600シリーズ	620L
33-0933-111273	BiopreneYエレメント: 8x4mm-1m端部MPC-NON	600シリーズ	620L
33-0933-111274	BiopreneYエレメント: 8x4mm-1m端部Aseptiquik-NON	600シリーズ	620L

標準構成は最もよく使用される構成部品に基づいて設計されています。記載されたアセンブリは未照射型で、長さ1メートルの延長端部が対応のダブルYエレメントの両側に位置します。Triclamp継手はキャップを備えず、標準サイズです。ご要望に応じて部品表付きの詳細図を提供可能です。

長さ、継手サイズ/種類または照射要件を変更する場合は、最寄りのWatson-Marlowセールスエンジニアにお問い合わせください。

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



01 August 2025