


# ASEPCONNECT INLINE

ASEPCONNECT™インライン



## 機能と利点

- 特許取得済みのシール面により、ガスケットのシールエッジが改善され、漏れがなくなります
- 重要な無菌処理アプリケーションで使用するための、クリーンで無菌的な設計
- 設置、密閉、点検が簡単で、メンテナンスコストを削減できます
- シームレスな設計により、脚のデッドやジョイントの漏れを防ぎます
- Monel スタッドは、メンテナンス中のかじりを防止します
- 破壊ディスクで使用するためのクリアランスロット
- オプションの内蔵バルブにより、簡単に滅菌できます



## 技術仕様


|            | ASEPCONNECT INLINE                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取り付けタイプ    | フラッシュ                                                                                              |
| サイズ        | 1.0", 1.5", 2.0"                                                                                   |
| 接続         | Tri-Clampコンポーネント接続部                                                                                |
| 動作温度       | -80 °C 終了 200 °C (-112 °F 終了 392 °F)                                                               |
| 作動ゲージ圧力    | -14.5psig～101.5 psig                                                                               |
| 表面仕上げオプション | 最大 10 マイクロインチ RA (0.25 μm RA), 最大 15 マイクロインチ RA (0.375 μm RA), 最大 20 マイクロインチ RA (0.5 μm RA) , 電解研磨 |
| 認証および準拠    | ISO 9001                                                                                           |
| 規格         | ASME BPE, CE-PED                                                                                   |
| 重さ         | 1.81 - 2.36 kg (4 - 5.2 lbs)                                                                       |

(最大使用圧力はアセンブリで使用されているガスケットの設計圧力で決まります。)

## 構成材質

|    | ASEPCONNECT INLINE                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 材質 | Hastelloy C22, ステンレススチール 316L, ステンレススチール, AL-6XN, ハステロイC276 |

ASEPCONNECT INLINE寸法



| サイズ  | A           | B            | C           | D           |
|------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| インチ  | mm (in)     | mm (in)      | mm (in)     | mm (in)     |
| 1.50 | 41.7 (1.64) | 156.2 (6.15) | 12.7 (0.50) | 34.8 (1.37) |
| 2.00 | 54.1 (2.13) | 168.9 (6.65) | 12.7 (0.50) | 47.5 (1.87) |

| サイズ  | ワイヤレスサイズ | A           | B            | C           | D           |
|------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| インチ  | インチ      | mm (in)     | mm (in)      | mm (in)     | mm (in)     |
| 1.50 | 0.50     | 41.7 (1.64) | 156.2 (6.15) | 12.7 (0.50) | 34.8 (1.37) |
| 2.00 | 0.50     | 54.1 (2.13) | 168.9 (6.65) | 12.7 (0.50) | 47.5 (1.87) |
| 1.50 | 0.75     | 41.7 (1.64) | 156.2 (6.15) | 19.1 (0.75) | 34.8 (1.37) |
| 2.00 | 0.75     | 54.1 (2.13) | 168.9 (6.65) | 19.1 (0.75) | 47.5 (1.87) |

重量

| サイズ  | ASEPCONNECT インラインAIXX-0001 | ASEPCONNECT インラインAIXX-0002 | ASEPCONNECT インラインAIXX-0003 |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| インチ  | Kg (lb)                    | Kg (lb)                    | Kg (lb)                    |
| 1.50 | 1.81 (4.0)                 | 1.77 (3.9)                 | 2.09 (4.6)                 |
| 2.00 | 2.36 (5.2)                 | 2.18 (4.8)                 | 2.54 (5.6)                 |

製品コード

| 製品番号         | 製品説明                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI10-0006-2  | Asepconnectアセンブリ1"インラインマウント、 (装着先) 0.75"ライン溶接端接続部316L/EN 1.4435 15 Ra機械式、 クランプ付き                    |
| AI10-0007-2  | Asepconnectアセンブリ1"インラインマウント、 (装着先) DN15 (DIN32676シリーズA) ライン溶接端接続部316L/EN 1.4435 15 Ra機械式、 クランプ含む    |
| AI15-0001-01 | Asepconnectアセンブリ1.5"インラインマウント、 (装着先) 0.5"ラインクランプエンド接続部316L/EN 1.4435 20 Ra機械式、 クランプ付き               |
| AI15-0401-01 | Asepconnectアセンブリ1.5"インラインマウント、 (装着先) 0.5"ライン溶接端接続部316L/EN 1.4435 20 Raミクロインチ仕上げ、電解研磨および不動態化、 クランプ付き |

---

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



09 July 2026