

Trasferimento di fluidi - Elementi estesi a doppia Y

Kit di trasferimento di fluidi monouso

Caratteristiche e vantaggi

- Tracciabilità completa del prodotto
- Supporto di protocolli di validazione interni e guide alla validazione disponibili su richiesta
- Configurazioni standard disponibili per tempi di consegna ridotti
- Gruppi standard venduti non irradiati, irradiati e gruppi sterili su richiesta
- Utilizzare in combinazione con le pompe peristaltiche Watson-Marlow per una soluzione di gestione dei fluidi end-to-end
- Sicurezza di fornitura grazie alla rete di produzione e fornitura globale di Watson-Marlow



Specifiche tecniche

	Trasferimento di fluidi - Elementi estesi a doppia Y
Certificazione e conformità	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Produzione	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Sterilità	Non irradiati (irradiati o sterili su richiesta)

Materiali di costruzione

	Trasferimento di fluidi - Elementi estesi a doppia Y
Tubo	Elastomero in materiale termoplastico, Silicone
Materiale raccordo	Policarbonato (PC), Polipropilene, PVDF



Codice componente	Nome parte (descrizione)	Pompa	Testina
33-0913-111221	Elemento a Y Pumpsil: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0913-111222	Elemento a Y Pumpsil: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111223	Elemento a Y Pumpsil: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111224	Elemento a Y Pumpsil: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0913-111231	Elemento a Y Pumpsil: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0913-111232	Elemento a Y Pumpsil: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111233	Elemento a Y Pumpsil: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111234	Elemento a Y Pumpsil: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0913-111241	Elemento a Y Pumpsil: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0913-111242	Elemento a Y Pumpsil: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111243	Elemento a Y Pumpsil: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111244	Elemento a Y Pumpsil: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0913-111251	Elemento a Y Pumpsil: 8,0 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0913-111252	Elemento a Y Pumpsil: 8,0 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111253	Elemento a Y Pumpsil: 8,0 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111254	Elemento a Y Pumpsil: 8,0 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0913-111261	Elemento a Y Pumpsil: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0913-111262	Elemento a Y Pumpsil: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111263	Elemento a Y Pumpsil: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0913-111264	Elemento a Y Pumpsil: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0913-111271	Elemento a Y Pumpsil: 8 x 4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 600	620L
33-0913-111272	Elemento a Y Pumpsil: 8 x 4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 600	620L
33-0913-111273	Elemento a Y Pumpsil: 8 x 4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 600	620L
33-0913-111274	Elemento a Y Pumpsil: 8 x 4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 600	620L
33-0933-111221	Elemento a Y Bioprene: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0933-111222	Elemento a Y Bioprene: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111223	Elemento a Y Bioprene: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111224	Elemento a Y Bioprene: 3,2 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0933-111231	Elemento a Y Bioprene: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0933-111232	Elemento a Y Bioprene: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111233	Elemento a Y Bioprene: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111234	Elemento a Y Bioprene: 4,8 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0933-111241	Elemento a Y Bioprene: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0933-111242	Elemento a Y Bioprene: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111243	Elemento a Y Bioprene: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111244	Elemento a Y Bioprene: 6,4 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0933-111261	Elemento a Y Bioprene: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 500	505L
33-0933-111262	Elemento a Y Bioprene: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111263	Elemento a Y Bioprene: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 500	505L
33-0933-111264	Elemento a Y Bioprene: 9,6 x 2,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 500	505L
33-0933-111271	Elemento a Y Bioprene: 8 x 4 mm - 1 m termina con open-NON	Serie 600	620L
33-0933-111272	Elemento a Y Bioprene: 8 x 4 mm - 1 m termina con TC-NON	Serie 600	620L
33-0933-111273	Elemento a Y Bioprene: 8 x 4 mm - 1 m termina con MPC-NON	Serie 600	620L
33-0933-111274	Elemento a Y Bioprene: 8 x 4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 600	620L

Le configurazioni standard sono state progettate sulla base dei componenti più utilizzati. I gruppi elencati sono non irradiati con estremità estese di 1 metro su ciascun lato dell'elemento a doppia Y corrispondente. I raccordi TriClamp sono senza tappo e di dimensioni standard. Disegni dettagliati con distinta dei materiali disponibili su richiesta. Per qualsiasi modifica alla lunghezza, alle dimensioni/tipo di raccordo o ai requisiti di irradiazione, contattare il rappresentante Watson-Marlow di zona.

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025