

FPC50

Sistema di riempimento, aggraffatura e tappatura FPC50

Caratteristiche e vantaggi

- Fluid path e pompa peristaltica monouso per una validazione semplice della pulizia e nessuna contaminazione incrociata
- Supporto completo per la qualificazione e la validazione
- Tempi di sostituzione più rapidi grazie a parti senza necessità di ricambi per il formato per i flaconi e a parti di formato universale per i tappi e le capsule a crimpare/rullare
- Controllo di processo (IPC) con opzione di pesatura di controllo in linea
- Conforme al codice FDA 21 CFR parte 11
- Report completi sui lotti
- Compatibile con componenti ISO8362
- Preparato per sistemi di barriera (RABS) in conformità con l'Allegato 1.



Specifiche tecniche


	FPC50
Volume di riempimento	0.1-100 ml
Precisione	fino a $\pm 0,5\%$
Capacità max	1500 unità/ora
Temperatura d'esercizio	5 °C to 25 °C (41 °F to 77 °F)
Alimentazione	110/230 V CA, 50/60 Hz, Da 220 V a 240 V CA
Potenza assorbita	Max 1200 W
Alimentazione aria / raccordo pneumatico	6 bar (87 psi) secondo ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Consumo aria	Max 100 L/min
Interfaccia	1 x segnale di uscita a 24 V per la valvola di spurgo del gas; 2 x interfaccia esterna per, ad esempio, contatore di particelle; integrazione con RABS
Peso	400 kg (882 lb)
Dimensioni flacone	ISO 8362 2R - 100H
Tappi	Standard ISO o Lyo, 13 mm e 20 mm
Vassoi di alimentazione e di uscita	Larghezza/estremità aperta min. 200 mm/7,9" - max 305 mm/12"

La capacità è la capacità massima di flusso

Materiali di costruzione

	FPC50
Materiale	Acciaio inox, Acciaio inox AISI 316L, Alluminio anodizzato, POM, Teflon

Dimensioni di base FPC50



Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e non devono, pertanto, essere usati per tali applicazioni. WMArchitect e Accusil sono marchi registrati.



wmfts.com/global
06 May 2026