

Kit de connexion de flexibles Qdos HI-FLO

Kit de connexion de flexibles Qdos

Caractéristiques et avantages

- Produit extrêmement souple et robuste
- Solution entièrement sertie et testée sous pression hydrostatique
- Compatibilité chimique avec les produits chimiques agressifs et les acides et alcalis corrosifs
- Gestion des fluctuations de la température ambiante



Spécifications techniques

	Kit de connexion de flexibles Qdos HI-FLO
Taille nominale de diamètre intérieur	25.4 mm (1 pouces)
Diamètre intérieur réel	25.4 mm (1 pouces)
Longueur	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Pi)
Diamètre extérieur	37.7 mm (1.48 pouces)
Pression de service max.	7 bars (102 psi)
Résistance à l'éclatement	28 bars (406 psi)
Pression d'essai fabricant	14 bars (204 psi)
Certification et conformité	EC 1935/2004, EN 16643:2016
Températures de fonctionnement	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Rayon de pliure	150 mm (5.9 pouces)
Durée de vie	5 ans
Poids par unité de longueur	(
Capot	Aucun
Embout	BSPP 1,25", Matériau PTFE antistatique
Options d'étiquetage	Normes

Matériaux de construction

	Kit de connexion de flexibles Qdos HI-FLO
Enroulement hélicoïdal	Non
Tube pour corps intérieur	PTFE antistatique
Tresse	Polypropylène
Connecteurs de montage de tube	PTFE antistatique
Bague d'étanchéité	Acier inoxydable 304, Hastelloy C276
Collier du connecteur	PVC
Joint torique	EPDM, FKM

Codes produit

Nom du produit	Longueur	Bague d'étanchéité	Connecteur d'extrémité de process	Code produit
Kit de flexibles Qdos HI-FLO en PTFE, longueur 0,75 m, avec bagues d'étanchéité en acier inoxydable	0,75 m (29,52 po.)	Acier inoxydable 304	BSPP mâle 1¼"	0M9.607G.SK0*
Kit de flexibles Qdos HI-FLO en PTFE, longueur 0,75 m, bagues Hastelloy	0,75 m (29,52 po.)	Hastelloy	BSPP mâle 1¼"	0M9.607G.HK0*
Kit de flexibles Qdos HI-FLO en PTFE, longueur 1,5 m, avec bagues d'étanchéité en acier inoxydable	1,5 m (59,06 po)	Acier inoxydable 304	BSPP mâle 1¼"	0M9.606G.SK0*
Kit de flexibles Qdos HI-FLO en PTFE, longueur 1,5 m, bagues Hastelloy	1,5 m (59,06 po)	Hastelloy	BSPP mâle 1¼"	0M9.606G.HK0*
*Longueur sur mesure (en option) : de 200 mm (7,87 po.) à 18 000 mm (708,66 po.). Ces codes produit se terminent par un suffixe compris entre 0200 et 18000				

Les éléments ci-dessus sont certifiés NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372 aux exigences d'élimination du plomb

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow, BioTube et PureWeld XL sont des marques commerciales de Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
06 October 2026