

BioTube Applicator

BioTube Applicator



特点和优势

- 凭借软管到软管宝塔组件自动化提高质量和工作效率
- 安全、轻松地复制复杂的手动装配工艺
- 通过灵活组合更换零件，实现广泛的应用
- 设计为不需要 IPA 润滑，并且连接时不会损坏管道的内孔
- 符合最新的机械指令标准



技术规格


	BioTube Applicator
软管/组件尺寸兼容性	1/8 - 1 in
工作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
存储温度	-25 °C 至 70 °C (-13 °F 至 158 °F)
湿度	31°C (88°F) 时最高 80%，40°C (104°F) 时线性下降至 50%
最高海拔	1000 m (3281 ft)
压缩空气压力	5 Bar 至 6 Bar (72.5 Psi 至 87 Psi)
主馈线，电源	100-240 V AC 50-60 Hz
电源	24 V DC
保险丝额定值	3 amps
重量	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lbs)
标准	CE

有关详细规格，请参阅产品参考手册或联系 WMFTS 代表。

主要材料

	BioTube Applicator
盖组件	聚碳酸酯 (PC)
软管组件固定装置	聚甲醛共聚物
主要结构	聚甲醛共聚物
内部组件	PVC, 不锈钢, 铜质
外部组件	不锈钢, 玻璃, 铝

外形尺寸



产品代码

地理区域	产品代码
欧洲	BTA125/625-1-EU
英国	BTA125/625-1-UK
中国	BTA125/625-1-CN
北美	BTA125/625-1-US

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利， 不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow、BioTube 和 PureWeld XL 是 Watson-Marlow Limited 的商标。

wmfts.com/global



09 December 2025