

## 特点和优势


- 确保螺纹瓶封盖质量始终如一
- 防止操作员发生重复性运动劳损
- 快速、轻松地更换小瓶
- 适合在 cGMP 环境中收集用过的压缩空气
- 体积小巧，不占用空间，适合放入 BSC 或 LAF 内



## 技术规格

|          | FS32                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 防护等级     | IP31                                                                      |
| 标准       | DS/EN ISO 12100<br>DS/EN 60204<br>2006/42/EC<br>2006/95/EC<br>2004/108/EC |
| 灭菌方法     | 兼容汽化过氧化氢 (VHP)                                                            |
| 电源       | 110/230 V AC, 50/60 Hz                                                    |
| 供气       | 6 bar (87 PSI) 至 ISO 8573-1 2010 [1:4:2]                                  |
| 重量       | 16 kg (35 lbs)                                                            |
| 包装重量     | 16.2 kg                                                                   |
| 附件       | 压接头，开瓶工具，口袋                                                               |
| 最大瓶/小瓶直径 | 95 mm                                                                     |
| 最大瓶/小瓶高度 | 240 mm                                                                    |
| 最大容量     | 1000 单位/小时                                                                |

## FS32 外形尺寸



FS32

单位为 mm

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



10 July 2026