

# 표준 EPDM 가스켓

EPDM 개스킷



## 특징 및 이점

- ASME-BPE 규격에 따른 설계
- USP Class VI 준수 및 동물 유래 성분 없음(ADCF)
- FDA regulations CFR 21 177.2600 준수
- 로트 번호로 제품 추적 가능
- 깨끗한 페룰과 개스킷 분리를 통해 탁월한 Sip(Steam-in-place) 안정성을 제공합니다




## 기술 사양

|          | 표준 EPDM 가스켓                      |
|----------|----------------------------------|
| 가스켓 유형   | 플랜지 없음                           |
| 내부 지름    | 22.9 - 147.8 mm (0.9 - 5.82 in)  |
| 외부 지름    | 50.3 - 165.4 mm (1.98 - 6.51 in) |
| 크기       | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 in       |
| 수량       | 25 PCS                           |
| 인증 및 준수  | ADCF, USP Class VI               |
| 작동 온도 범위 | 21 °C - 154 °C (-70 °F - 310 °F) |
| 보관 수명    | 5 년                              |

## 구성 재질

|    | 표준 EPDM 가스켓 |
|----|-------------|
| 재질 | EPDM        |

제품 코드



| 부품 번호        | 크기 inch | 내경 (B) inch (mm) | 외경 (A) inch (mm) | 수량 |
|--------------|---------|------------------|------------------|----|
| 40MPE-100-25 | 1       | 0.90 (22.9)      | 1.98 (50.3)      | 25 |
| 40MPE-150-25 | 1 1/2   | 1.40 (35.6)      | 1.98 (50.3)      | 25 |
| 40MPE-200-25 | 2       | 1.90 (48.3)      | 2.52 (64.0)      | 25 |
| 40MPE-250-25 | 2 1/2   | 2.40 (61.0)      | 3.05 (77.5)      | 25 |
| 40MPE-300-25 | 3       | 2.90 (73.7)      | 3.58 (90.9)      | 25 |
| 40MPE-400-25 | 4       | 3.87 (98.3)      | 4.68 (118.9)     | 25 |
| 40MOE-600-25 | 6       | 5.82 (147.8)     | 6.51 (165.4)     | 25 |

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator 및 Q-Clamp는 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



11 July 2025