

Vloeistof transport - verlengde dubbel-Y elementen

Single-use vloeistoftransport assemblies

Kenmerken en voordelen

- Volledige product traceerbaarheid
- Ondersteuning van interne validatieprotocollen en validatiegidsen beschikbaar op aanvraag
- Standaardconfiguraties beschikbaar voor kortere doorlooptijden
- Assemblages worden standaard niet-bestraald verkocht, bestraalde en steriele assemblages op aanvraag
- Gebruik in combinatie met Watson-Marlow peristaltische pompen voor een end-to-end oplossing voor vloeistofbeheer
- Leveringszekerheid met Watson-Marlow's wereldwijde productie- en leveringsnetwerk



Technische specificaties

	Vloeistof transport - verlengde dubbel-Y elementen
Certificatie en compliance	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP klasse VI
Fabricage	ISO14644-1 klasse 7, ISO9001
Steriliteit	Niet-bestraald (bestraald en steriel op aanvraag)

Constructie materialen

	Vloeistof transport - verlengde dubbel-Y elementen
Slangen	Silicone, Thermoplastisch elastomeer
Connectormateriaal	Polycarbonaat (PC), Polypropyleen, PVDF



Onderdeelnummer	Onderdeelnaam (Beschrijving)	Pomp	Pomp-kop
33-0913-111221	Pumpsil Y-element : 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0913-111222	Pumpsil Y-element : 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0913-111223	Pumpsil Y-element : 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0913-111224	Pumpsil Y-element : 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0913-111231	Pumpsil Y-element : 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0913-111232	Pumpsil Y-element : 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0913-111233	Pumpsil Y-element : 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0913-111234	Pumpsil Y-element : 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0913-111241	Pumpsil Y-element : 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0913-111242	Pumpsil Y-element : 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0913-111243	Pumpsil Y-element : 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0913-111244	Pumpsil Y-element : 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0913-111251	Pumpsil Y-element : 8,0 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0913-111252	Pumpsil Y-element : 8,0 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0913-111253	Pumpsil Y-element : 8,0 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0913-111254	Pumpsil Y-element : 8,0 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0913-111261	Pumpsil Y-element : 9,6 x 2,4 mm, 1m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0913-111262	Pumpsil Y-element : 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0913-111263	Pumpsil Y-element : 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0913-111264	Pumpsil Y-element : 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0913-111271	Pumpsil Y-element : 8 x 4 mm, 1 m eindigt met open-NON	600 serie	620L
33-0913-111272	Pumpsil Y-element : 8 x 4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	600 serie	620L
33-0913-111273	Pumpsil Y-element : 8 x 4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	600 serie	620L
33-0913-111274	Pumpsil Y-element : 8 x 4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	600 serie	620L
33-0933-111221	Bioprene Y-Element: 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0933-111222	Bioprene Y-Element: 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0933-111223	Bioprene Y-Element: 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0933-111224	Bioprene Y-Element: 3,2 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0933-111231	Bioprene Y-Element: 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0933-111232	Bioprene Y-Element: 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0933-111233	Bioprene Y-Element: 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0933-111234	Bioprene Y-Element: 4,8 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0933-111241	Bioprene Y-Element: 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0933-111242	Bioprene Y-Element: 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0933-111243	Bioprene Y-Element: 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0933-111244	Bioprene Y-Element: 6,4 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0933-111261	Bioprene Y-Element: 9,6 x 2,4 mm, 1m eindigt met open-NON	500 serie	505L
33-0933-111262	Bioprene Y-Element: 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	500 serie	505L
33-0933-111263	Bioprene Y-Element: 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	500 serie	505L
33-0933-111264	Bioprene Y-Element: 9,6 x 2,4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	500 serie	505L
33-0933-111271	Bioprene Y-Element: 8 x 4 mm, 1 m eindigt met open-NON	600 serie	620L
33-0933-111272	Bioprene Y-Element: 8 x 4 mm, 1 m eindigt met TC-NON	600 serie	620L
33-0933-111273	Bioprene Y-Element: 8 x 4 mm, 1 m eindigt met MPC-NON	600 serie	620L
33-0933-111274	Bioprene Y-Element: 8 x 4 mm, 1 m eindigt met AseptiQuik-NON	600 serie	620L

Standaard configuraties zijn ontworpen op basis van de meest gebruikte componenten. Opgesomde assemblages zijn niet bestraald, met 1 meter lange verlengde uiteinden aan elke kan van het bijbehorende Y-element. Triclamp koppelingen zijn niet afgedopt en hebben standaard afmeting Detailtekeningen met materiaallijst beschikbaar op aanvraag. Neem voor modificaties betreffende lengte, koppeling maat/type of bestraling contact op met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator en Q-Clamp zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025