

701FB met R/RX pompkop

700 serie close-coupled pompen



Kenmerken en voordelen

- Opbrengsten per pompkop tot 1.900 l/h (8,4 GPM) en tot 2 bar (30 psi) piekdruk
- Een keuze aan vaste snelheden: 45 tpm, 134 tpm, 232 tpm en 348 tpm. Overige snelheden op verzoek
- Continue slangen met vijf verschillende binnendiameters en in zes verschillende materialen
- Robuuste afwerking is bestand tegen chemicaliën en stoten; met gereedschap ontgrendelbare pompkopdeksel
- Aangedreven pomprollers zorgen voor een langere levensduur van de pompslang



Technische specificaties

	701FB met R/RX pompkop
Motortypen	Motor met vaste snelheid
Bescherming tegen indringen van vuil	IP55
Geluid	<85 dB(A) op 1 m
Gewicht	42 kg (93 lbs)
Voeding	230/400V 50/60Hz 3 fasen

De tabel bevat informatie voor pompen met een vaste snelheid. Neem voor meer informatie over de aandrijving, wisselstroommotor en omvormers contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Constructie materialen

	701FB met R/RX pompkop
Tandwielkast	Gietijzer
Pompkoproller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron)
Bevestigingen	Roestvrij staal

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment pompen met een vaste snelheid.

Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten en andere opties voor aandrijvingen/pompkoppen raadpleegt u de gebruikershandleiding of neemt u contact op met de vertegenwoordiger van WMFTS.

Productcodes

Pomp	Omschrijving	tpm	Voeding
070.5422.X00	701FB/R/RX vaste snelheid met aanbouwpompkop	232	1,1kW
070.5432.X00	701FB/R/RX vaste snelheid met aanbouwpompkop	348	1,1kW
Pompkop	Omschrijving		
073.0111.000	701RBX-aanbouwpompkop		
4,8 mm slangwanddikte			
Diameter/wand (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil
9,6/4,8	933.0096.048	902.0096.048	913.0096.048
12,7/4,8	933.0127.048	902.0127.048	913.0127.048
15,9/4,8	933.0159.048	902.0159.048	913.0159.048
19,0/4,8	933.0190.048	902.0190.048	913.0190.048
25,4/4,8	933.0254.048	902.0254.048	
Diameter/wand (mm)	STA-PURE Serie PCS	STA-PURE Serie PFL	Pureweld XL
9,6/4,8	961.0096.048	966.0096.048	942.0096.048
12,7/4,8	961.0127.048	966.0127.048	942.0127.048
15,9/4,8	961.0159.048	966.0159.048	
19,0/4,8	961.0190.048	966.0190.048	942.0190.048

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppen voor aanzuiging en toevoer. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn; Watson-Marlow Limited accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. GORE en STA-PURE zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
10 July 2025