

BioTube Applicator

BioTube Applicator



특징 및 이점

- 튜브-호스 바브 조립 자동화로 품질 및 생산성 향상
- 안전하며, 복잡한 수동 조립 공정을 쉽게 구현할 수 있음
- 부품 변경으로 유연한 조합을 구성하여 다양한 어플리케이션에 적용
- IPA 윤활 없이 튜빙 내부의 보어를 손상하지 않고 연결할 수 있도록 설계됨
- 최신 기계 지침 표준 준수



기술 사양


	BioTube Applicator
튜빙/구성품 크기 호환성	1/8 - 1 in
작동 온도	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
보관 온도	-25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F)
습도	31°C(88°F) 80 %에서 40°C(104°F) 50 %까지 선형으로 감소
최대 고도	1000 m (3281 ft)
압축 공기 압력	5 Bar 까지 6 Bar (72.5 Psi - 87 Psi)
메인 피드, 전기 공급	100-240 V AC 50-60 Hz
공급 전원	+24V DC
퓨즈 정격	3 암페어
중량	25 - 30 kg (55.1 - 66.1 lbs)
표준	CE

자세한 사양은 제품 사용 매뉴얼을 참조하거나 WMFTS 담당자에게 문의하십시오.

구성 재질

	BioTube Applicator
커버 어셈블리	폴리카보네이트(PC)
튜브 조립 고정 장치	폴리옥시메틸렌-코폴리머
주요 구조물	폴리옥시메틸렌-코폴리머
내부 구성품	PVC, 구리, 스테인레스강
외부 구성품	스테인레스강, 알루미늄, 유리

치수



제품 코드

지리적 위치	제품 코드
유럽	BT125/625-1-EU
연합 왕국	BT125/625-1-UK
중국	BT125/625-1-CN
북미	BT125/625-1-US

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, BioTube 및 PureWeld XL은 Watson-Marlow Limited의 상표입니다.

wmfts.com/global



09 December 2025