

特点和优势


- 根据附件 1 为屏障系统做好准备
- 凭借无需操作员干预和自动设置，将污染风险降至最低
- 高度精准灌装，从数量 0.2-100 ml 到 多达 ±0.5 %
- 减少停机时间，增加正常运行时间，无需工具，批量之间的设置最少
- 开启零浪费模式和不同规格的小瓶无需特殊配件
- 操作员更改的完整审计追踪
- 远程数字访问和单独服务柜



技术规格

	FPC60
灌装量	0.2-100 ml
精确度	多达 ±0.5 %
最大容量	1500 单位/小时
工作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
电源	200 V 至 240 V AC, 50/60 Hz
功耗	Max 3200 W
重量	1800 kg (3968 lbs)
瓶子规格	ISO 8362 2R - 100H, 2 mL - 100 mL CZ 小瓶
胶塞	ISO 标准或 Lyo, 13 mm 和 20 mm
进瓶和出瓶托盘	进料托盘宽度: 185mm – 360mm, 出料托盘宽度: 180mm – 360mm, 可选配托盘中的预灭 adaptiQ + EZfill RTU 小瓶的进料口

FPC60 外形尺寸



免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



06 May 2026