

GORE® STA-PUREシリーズ PCSチューブ

**WATSON
MARLOW**
Tubing

GORE® STA-PUREシリーズPCS

機能と利点

- 最大0.7 MPa（100 psi）の耐圧力
- 長いチューブ寿命
- STA-PURE PCS の口径は、熱可塑性エラストマーチューブの 3 倍の滑らかさを持ち、屈曲が続くと溝や亀裂が発生しません
- Spallation は事実上除去され、高価なデューティフルードは汚染されていない
- 20 種類の口径サイズ、3 種類の肉厚、3 種類のエレメント長さが用意されています
- 作動温度-20 °C～80 °C
- Sta-Pure PCS は、WL Gore & Associates Inc. の商標です



技術仕様

	GORE® STA-PUREシリーズPCSチューブ
口径サイズ範囲	1.6 - 25.4mm (0.0625 - 1in)
壁厚	1.6 - 4.8mm (0.0625 - 0.1875in)
長さ	305 - 660mm (12 - 25.98in)
色	オフホワイト
透過性	不透明
スパイレーション	非常に低い
認証および準拠	USP <87>, USP <88>, USPクラスVI
動作温度範囲	-20°C～80°C (-4°F～176°F)
ガス透過性試験法	O2cm3.cm.10-6/cm2.s.cmHg
滅菌方法	CIP, SIP, オートクレーブ

構成材質

	GORE® STA-PUREシリーズPCSチューブ
チューブ	ePTFEおよびプラチナ硬化シリコン複合材

製品コード

STA-PURE PCS ポンプチューブサイズ						
内径		壁 (Wall)		×	エレメントの長さ	部品番号
mm	インチ	mm	インチ		mm	
1.6	0.0625	1.6	0.0625	14	305	961.0016.016
3.2	0.1250	1.6	0.0625	16	305	961.0032.016
4.8	0.1875	1.6	0.0625	25	305	961.0048.016
6.4	0.2500	1.6	0.0625	17	305	961.0064.016
8.0	0.3125	1.6	0.0625	18	305	961.0080.016
1.6	0.0625	1.6	0.0625	14	355	961.0016.L16
3.2	0.1250	1.6	0.0625	16	355	961.0032.L16
4.8	0.1875	1.6	0.0625	25	355	961.0048.L16
6.4	0.2500	1.6	0.0625	17	355	961.0064.L16
8.0	0.3125	1.6	0.0625	18	355	961.0080.L16
1.6	0.0625	2.4	0.0938	119	355	961.0016.024
3.2	0.1250	2.4	0.0938	120	355	961.0032.024
4.8	0.1875	2.4	0.0938	15	355	961.0048.024
6.4	0.2500	2.4	0.0938	24	355	961.0064.024
8.0	0.3125	2.4	0.0938	121	355	961.0080.024
9.6	0.3750	2.4	0.0938	122	610	961.0096.024
6.4	0.2500	3.2	0.1250	26	610	961.0064.032
9.6	0.3750	3.2	0.1250	73	610	961.0096.032
12.7	0.5000	3.2	0.1250	82	610	961.0127.032
15.9	0.6250	3.2	0.1250	184	610	961.0159.032
9.6	0.3750	4.8	0.1875	193	610	961.0096.048
12.7	0.5000	4.8	0.1875	88	610	961.0127.048
15.9	0.6250	4.8	0.1875	189	610	961.0159.048
19.0	0.7500	4.8	0.1875	191	610	961.0190.048
25.4	1.0000	4.8	0.1875	92	610	961.0254.048

免責条項: Watson-MarlowおよびLoadSureはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。STA-PURE PCSはWL Gore & Associates Inc.の商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際には、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



28 October 2025