

Q-Clamp

Q-Clamp



Recursos e benefícios

- O design exclusivo otimiza o alinhamento da flange com a junta
- Elimina a possibilidade de compressão excessiva da junta
- O sistema de fechamento usa fechos alinhados, em acordo com padrões da ISO e ASME BPE
- A montagem pode ser feita com uma só mão





Especificações técnicas

	Q-Clamp
Pressão de operação máxima	7 bar (101 psi)
Temperatura do fluido	2 °C a 40 °C (35 °F a 104 °F)
Temperatura de operação	-4 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Métodos de esterilização	Autoclave, Compatível com peróxido de hidrogénio vaporizado (VHP), Gama
Estabilidade da autoclave	135 °C (275 °F) durante 30 minutos, 3 ciclos repetíveis
Estabilidade gama	Máx. 50 kGy acumulado
Prazo de validade	3 anos
Certificação e conformidade	ADCF, ISO 10993, ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001, USP Classe VI
Compatibilidade	Flanges ISO, Britânicas e ASME
Tamanho do TC	½-¾ TC - 1-1½ TC pol
Quantidade	10, 50, 100 PCS

Materiais de construção

	Q-Clamp
Material	Nylon 66 reforçado

Dimensões Q-Clamp



Códigos dos produtos

Descrição	Nº de peça
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 10 PÇS/PCT	1032-0075-0010
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 100 PÇS/PCT	1032-0075-0100
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 10 PÇS/PCT	1032-0150-0010
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 50 PÇS/PCT	1032-0150-0050
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, TRANSPARENTE, 100 PÇS/PCT	1033-0001-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, AZUL, 100 PÇS/PCT	1033-0002-0100
TAMPA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, CINZENTA, EMBALAGEM DE 100 UNIDADE	1033-0003-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, LARANJA, 100 PÇS/PCT	1033-0004-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, AMARELA, 100 PÇS/PCT	1033-0005-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, VERMELHA, 100 PÇS/PCT	1033-0006-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, VERDE, 100 PÇS/PCT	1033-0007-0100
TRAVA ANTI-VIOLAÇÃO PARA Q-CLAMP, ROXA, 100 PÇS/PCT	1033-0008-0100

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
08 April 2026