

Transferência de fluidos - Elementos LoadSure estendidos

Conjuntos de transferência de fluidos single-use

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto
- Lista extensa de componentes disponíveis
- Suporte disponível após solicitação aos protocolos de validação interna e guias de validação
- Configurações padrões disponíveis para ciclos de tempo reduzidos
- Conjuntos padrões vendidos sob solicitação como não irradiados, irradiados e estéreis
- Integração flexível com uma abordagem de arquitetura aberta
- Use em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução de ponta a ponta no gerenciamento de fluido
- Dê segurança com a fabricação global e a rede de suprimentos da Watson-Marlow




Especificações técnicas

	Transferência de fluidos - Elementos LoadSure estendidos
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiado (irradiado ou estéril mediante solicitação)

Materiais de construção

	Transferência de fluidos - Elementos LoadSure estendidos
Mangueiras	Elastômero termoplástico, Silicone
Material do conector	Policarbonato (PC), Polipropileno, Polissulfona (UDEL 1700), PVDF

Informações do pedido



Código do produto	Nome da peça (descrição)	Bomba	Cabeçote
33-0913-311261	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 12,7 mm,1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311262	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 12,7 mm-extremidades 1 m com TC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311263	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 12,7 mm,1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311264	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 12,7 mm,1 m, extremidades c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311281	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311282	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 19 mm-extremidades 1 m com TC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311283	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311284	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311291	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311292	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm-extremidades 1 m com TC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311293	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0913-311294	Pumpsil Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311281	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311282	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 19 mm-extremidades 1 m com TC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311283	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311284	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 19 mm,1 m, extremidades c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311291	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ abertura-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311292	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm-extremidades 1 m com TC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311293	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ MPC-não irradiado	Série 700	720RE
33-0933-311294	Bioprene Loadsure: Diâmetro interno 25,4 mm,1 m, extremidades c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720RE

As configurações padrão foram concebidas com base na maioria dos componentes utilizados. Os conjuntos listados não foram irradiados e têm extremidades prolongadas de 1 metro de comprimento em cada lado do elemento LoadSure correspondente. As conexões Triclamp estão destampadas e em tamanho padrão. Os desenhos detalhados com lista de materiais estão disponíveis após solicitação. Para quaisquer modificações no comprimento, tamanho/tipo de conexão ou exigência de irradiação, entre em contato com seu representante local da Watson-Marlow.

Iserção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025