


Handmatige tankklep AJS serie actuators



Handmatige actuators tankklep

Kenmerken en voordelen

- De actuators hebben een hygiënisch ontwerp en een laser gegraveerde serienummer waardoor ze volledig traceerbaar zijn en voldoen aan cGMP-criteria
- Roestvrij staal constructie voor omgevingen met zware omstandigheden
- Handmatige bedieningsopties die aan uw procesbehoeften voldoen
- Visuele indicatie van de open/gesloten status
- PTFE bussen en EPDM o-ringen voor blijvende duurzaamheid
- Schakelaars van andere leveranciers eenvoudig te plaatsen




Technische specificaties

	Handmatige tankklep AJS serie actuators
Maten	0,5", 1,0", 1,5", 2,0", 3,0", 4,0"
Positie-indicatie	De positie-indicatieas zorgt voor een visuele bevestiging van de ventielstand, Stijgende spindel
Maximale werkdruk	10 bar (150 psi)
Bedrijfstemperatuur	Tot aan 135 °C (275 °F)
Compatibele ventielen	Standaard (90 graden) obstructieloze Radial diaphragm tankkleppen
Certificatie en compliance	ISO9001
Standaarden	3-A, ASME BPE, CE-PED

Constructie materialen

	Handmatige tankklep AJS serie actuators
Behuizing	Roestvrij staal 304, Zwart geanodiseerd aluminium
Actuatoras	Gall-Tough® roestvrij staal, Nitronic 60 roestvrij staal
O-ring	EPDM
Afdichtingen	EPDM
Lagers	Nylon, Roestvrij staal

Handmatige tankklep AJS serie actuators Afmetingen



Manual

Grootte	A mm (inch)	B mm (inch)	Max. verplaatsing mm (inch)	Gewicht (met plastic handgreep) kg (lb)	Vereiste speling voor verwijdering mm (inch)
0,5	61,0 (2,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	0,5 (1,1)	86,4 (3,4)
1,0	71,1 (2,8)	76,2 (3,0)	7,9 (0,3)	1,0 (2,2)	104,1 (4,1)
1,5	99,1 (3,9)	76,2 (3,0)	14,2 (0,6)	1,1 (2,4)	142,2 (5,6)
2,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	14,2 (0,6)	2,1 (4,7)	142,2 (5,6)
3,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	19,8 (0,8)	2,1 (4,7)	193,0 (7,6)
4,0	139,7 (5,5)	165,1 (6,5)	25,4 (1,0)	6,2 (13,7)	246,4 (9,7)

Productcodes

Productnummer	Produkt omschrijving
MN05	AJS handmatige actuator 0,5" obstructieloze radiale tankklep
MN10	AJS handmatige actuator 1,0" obstructieloze radiale tankklep
MN17	AJS handmatige actuator 1,5" obstructieloze radiale tankklep
MN20	AJS handmatige actuator 2,0" obstructieloze radiale tankklep
MN30	AJS handmatige actuator 3,0" obstructieloze radiale tankklep
MN40	AJS handmatige actuator 4,0" obstructieloze radiale tankklep

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Onderdeel van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026