

EPDM ゲージガード

BioPure ゲージガード



機能と利点

- シリコンまたはEPDMをご用意しています
- USPクラスVI準拠、動物由来成分非含有（ADCF）
- FDA規則CFR 21 177.2600準拠
- ロット番号付けによる製品トレーサビリティの有効化
- ご要望に応じて、照射済み EPDM ガasketをご用意しますので




技術仕様

	EPDM ゲージガード
ガスケットタイプ	アイソレータ
内径	9.65 - 35.56mm (0.38 - 1.4in)
外径	21.59 - 50.29mm (0.85 - 1.98in)
サイズ	0.5, 0.75, 1, 1.5 インチ
数量	25 PCS
認証および準拠	ADCF, USPクラスVI
動作温度範囲	-57°C〜154°C (-70°F〜310°F)
保存可能期間	5 年

構成材質

	EPDM ゲージガード
材質	EPDM

EPDM ゲージガード寸法



	サイズ	内径 (インチ)	外径 (インチ)
S	0.5	0.38	0.85
	0.75	0.63	0.85
L	1	0.9	1.98
	1.5	1.4	1.98

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



11 July 2025