


400 / L チューブエレメント

パネルマウントポンプ用チューブエレメント



機能と利点

- 一貫した正確な流量
- チューブ寿命の最適化
- チューブエレメントは、各ポンプタイプの設計に最適に適合しています



技術仕様

	400 / L チューブエレメント
壁厚	1.6mm (0.06in)
互換性のあるポンプ	400F/L2

構成材質

	400 / L チューブエレメント
チューブ	PVC, 熱可塑性エラストマー

製品コード

口径 / 肉厚	Bioprene
0.8/1.6 mm	049.EF6L.E08
1.6/1.6mm	049.EF6L.E16
2.4/1.6mm	049.EF6L.E24
3.2/1.6mm	049.EF6L.E32
4.0 / 1.6 mm	049.EF6L.E40
4.8/1.6 mm	

免責条項: Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld、LoadSure、LaserTraceability、BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。STA-PURE PCS および STA-PFL およびSTA-PURE スタイル 400は、WL Gore & Associates Inc.の商標です。ポンプおよびチューブを注文するときは、製品コードを記載してください。

wmfts.com/global



28 October 2025

Features and benefits

- CVPLabel1
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5