


Conjuntos de tubos e mangueiras para transferência de fluidos

Conjuntos de transferência de fluidos de utilização única

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto.
- Extensa lista de componentes disponíveis.
- Suporte de protocolos de validação interna e guias de validação disponíveis mediante pedido
- Configurações standard disponíveis para tempos de entrega reduzidos
- Conjuntos standard vendidos sem irradiação, conjuntos irradiados e esterilizados a pedido
- Integração flexível com uma abordagem de arquitetura aberta
- Utilização em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução completa de gestão de fluidos
- Segurança de fornecimento com a rede global de fabrico e fornecimento da Watson-Marlow




Especificações técnicas

	Conjuntos de tubos e mangueiras para transferência de fluidos
Certificação e conformidade	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiada (irradiada ou esterilizada a pedido)

Materiais de construção

	Conjuntos de tubos e mangueiras para transferência de fluidos
Mangueiras	Elastômero termoplástico, SEBS, Silicone
Material do conector	Polycarbonato (PC), Polipropileno, Polissulfona (UDEL 1700), PVDF

Informações da encomenda



Código do produto	Número de peça (Descrição)	Bombas	Cabeçote
33-0913-211112	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211113	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211114	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211122	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/TC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0913-211123	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0913-211124	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0913-211212	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211213	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R

33-0913-211214	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211222	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211223	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211224	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211232	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211233	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211234	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211242	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211243	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211244	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211252	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211253	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211254	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211312	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211313	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211314	Kit Pumpsil - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211322	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211323	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211324	Kit Pumpsil - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0913-211332	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211333	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211334	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211342	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211343	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211344	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211352	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211353	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211354	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211432	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211433	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211434	Kit Pumpsil - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211442	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211443	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211444	Kit Pumpsil - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0913-211452	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211453	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0913-211454	Kit Pumpsil - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211113	Kit Boprene - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0933-211114	Kit Boprene - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0933-211122	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/TC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0933-211123	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0933-211124	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0933-211213	Kit Bioprene - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211214	Kit Bioprene - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211222	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211223	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211224	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211232	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211233	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211234	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211242	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211243	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211244	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211252	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211253	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211254	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211313	Kit Bioprene - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211314	Kit Bioprene - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211322	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211323	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211324	Kit Bioprene - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0933-211332	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211333	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211334	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211342	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211343	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211344	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211352	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211353	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211354	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211432	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211433	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211434	Kit Bioprene - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211442	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211443	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211444	Kit Bioprene - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0933-211452	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211453	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0933-211454	Kit Bioprene - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211112	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/TC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211113	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211114	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211122	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/TC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211123	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/MPC-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211124	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 0,3m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Utilização apenas para transferência	
33-0942-211212	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211213	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211214	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R

33-0942-211222	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211223	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211224	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211232	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211233	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211234	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211242	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211243	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211244	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211252	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211253	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211254	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 1m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211312	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211313	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211314	Kit Pureweld - 3,2x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211322	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211323	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211324	Kit Pureweld - 6,4x1,6mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 500	520R
33-0942-211332	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211333	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211334	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211342	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211343	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211344	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211352	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211353	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211354	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 2,5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211432	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211433	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211434	Kit Pureweld - 9,6x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211442	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211443	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211444	Kit Pureweld - 12,7x3,2mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 600	620R
33-0942-211452	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/TC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211453	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/MPC-NÃO	Série 700	720R
33-0942-211454	Kit Pureweld - 19x4,8mm - 5m de comprimento c/Aseptiquik-NÃO	Série 700	720R
33-BSHP-211214	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-1m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211222	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-1m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211224	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-1m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211232	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-1m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211234	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-1m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211242	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-1m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211244	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-1m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211312	Kit de mangueira entrançada-1""ID-1m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211314	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-2,5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211322	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-2,5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211324	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-2,5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211332	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-2,5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211334	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-2,5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211342	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-2,5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211344	Kit de mangueira entrançada-1""ID-2,5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211412	Kit de mangueira entrançada-1""ID-2,5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211414	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211422	Kit de mangueira entrançada-3/8""ID-5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211424	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211432	Kit de mangueira entrançada-1/2""ID-5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211434	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211442	Kit de mangueira entrançada-3/4""ID-5m de comprimento-Aseptiquik-NON	Utilização apenas para transferência	
33-BSHP-211444	Kit de mangueira entrançada-1""ID-5m de comprimento-TC-NON	Utilização apenas para transferência	

As configurações standard foram concebidas com base nos componentes mais utilizados. Os conjuntos listados não são irradiados. Os acessórios Triclamp não têm tampa e são de tamanho normalizado. Desenhos detalhados com lista de materiais disponíveis mediante pedido. Para quaisquer alterações ao comprimento, tamanho/tipo de encaixe ou requisitos de irradiação, contacte o seu representante local da Watson-Marlow.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025