

FPC60

Envasadora FPC60 totalmente automática

Recursos e benefícios


- Preparada para sistemas de barreira segundo o Anexo 1
- Minimiza o risco de contaminação sem intervenção do operador e com configuração automática
- Envase com alta exatidão e precisão a partir de volumes de 0.2-100 ml a até $\pm 0,5\%$
- Diminui o tempo de parada e aumenta o tempo de operação sem ferramentas e com o mínimo de configuração entre lotes
- Partida com desperdício zero e sem peças de formato para toda a gama de frascos
- Trilha completa de auditoria das alterações do operador
- Acesso remoto digital e gabinete de serviços separados



Especificações técnicas

	FPC60
Volume de envase	0.2-100 ml
Precisão	até $\pm 0,5\%$
Capacidade máx.	1500 unidades/hora
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Fonte de alimentação	200 V a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 3200 W
Peso	1800 kg (3968 lb)
Tamanho do frasco	ISO 8362 2R - 100H, frascos CZ de 2 mL - 100 mL
Bloqueadores	Norma ISO ou Lyo, 13 mm e 20 mm
Bandejas de alimentação e saída	Largura da bandeja de entrada: 185mm - 360mm, Largura da bandeja de saída: 180mm - 360mm, a entrada para frascos adaptiQ + EZfill RTU pré-esterilizados em bandejas é opcional

Dimensões FPC60



Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
06 May 2026