

Elementos de mangueira 400/D

Elementos de mangueira para bombas para montagem em painel

Recursos e benefícios

- Caudais consistentes e precisos
- Vida útil otimizada da mangueira
- Os elementos da mangueira são ajustados de forma ideal ao design de cada tipo de bomba




Especificações técnicas

	Elementos de mangueira 400/D
Espessura da parede	1 mm (0.04 pol.)
Bombas compatíveis	400F/D2, 400F/D3

Materiais de construção

	Elementos de mangueira 400/D
Mangueiras	Elastômero termoplástico, Silicone
Material do conector	Polipropileno

Dimensões Elementos de mangueira 400/D



(one element per channel)

Códigos dos produtos

Diâmetro interno/parede	Bioprene	Silicone curado com peróxido	Conecta-se a
0,5/1,0mm	049.EF6D.N05	-	Diâmetro interno da mangueira 3,0
1,0/1,0 mm	049.EF6D.N10	049.EH6D.N10	Diâmetro interno da mangueira 3,0
2,0/1,0 mm	049.EF6D.N20	049.EH6D.N20	Diâmetro interno da mangueira 3,0
3,0/1,0 mm	049.EF6D.N30	049.EH6D.N30	Diâmetro interno da mangueira 3,0

Iserção de responsabilidade: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene e Marprene são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS e STA-PURE PFL e Style 400 são marcas comerciais da WL Gore e Associates Inc. Informe o código do produto ao solicitar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
28 October 2025