

Trasferimento di fluidi - Elementi LoadSure estesi

Kit di trasferimento di fluidi monouso

Caratteristiche e vantaggi

- Tracciabilità completa del prodotto
- Ampia gamma di componenti tra cui scegliere
- Supporto di protocolli di validazione interni e guide alla validazione disponibili su richiesta
- Configurazioni standard disponibili per tempi di consegna ridotti
- Gruppi standard venduti non irradiati, irradiati e gruppi sterili su richiesta
- Integrazione versatile con un approccio ad architettura aperta
- Utilizzare in combinazione con le pompe peristaltiche Watson-Marlow per una soluzione di gestione dei fluidi end-to-end
- Sicurezza di fornitura grazie alla rete di produzione e fornitura globale di Watson-Marlow




Specifiche tecniche

	Trasferimento di fluidi - Elementi LoadSure estesi
Certificazione e conformità	ADCF, ISO10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Produzione	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Sterilità	Non irradiati (irradiati o sterili su richiesta)

Materiali di costruzione

	Trasferimento di fluidi - Elementi LoadSure estesi
Tubo	Elastomero in materiale termoplastico, Silicone
Materiale raccordo	Policarbonato (PC), Polipropilene, Polisulfone (UDEL 1700), PVDF



Codice componente	Nome parte (descrizione)	Pompa	Testina
33-0913-311261	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm diam. int. - 1 m termina con open-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311262	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm diam. int. - 1 m termina con TC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311263	Pumpsil Loadsure: 12,7 mm diam. int. - 1 m termina con MPC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311264	Pumpsil Loadsure: Diametro interno 12,7 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311281	Pumpsil Loadsure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con open-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311282	Pumpsil Loadsure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con TC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311283	Pumpsil Loadsure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con MPC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311284	Pumpsil Loadsure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311291	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con open-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311292	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con TC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311293	Pumpsil Loadsure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con MPC-NON	Serie 700	720RE
33-0913-311294	Pumpsil Loadsure: Diametro interno 25,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311281	Bioprene LoadSure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con open-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311282	Bioprene LoadSure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con TC-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311283	Bioprene LoadSure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con MPC-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311284	Bioprene LoadSure: 19 mm diam. int. - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311291	Bioprene LoadSure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con open-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311292	Bioprene LoadSure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con TC-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311293	Bioprene LoadSure: 25,4 mm diam. int. - 1 m termina con MPC-NON	Serie 700	720RE
33-0933-311294	Bioprene LoadSure: Diametro interno 25,4 mm - 1 m termina con Aseptiquik-NON	Serie 700	720RE

Le configurazioni standard sono state progettate sulla base dei componenti più utilizzati. I gruppi elencati sono non irradiati con estremità estese di 1 metro su ciascun lato dell'elemento Loadsure corrispondente. I raccordi TriClamp sono senza tappo e di dimensioni standard. Disegni dettagliati con distinta dei materiali disponibili su richiesta. Per qualsiasi modifica alla lunghezza, alle dimensioni/tipo di raccordo o ai requisiti di irradiazione, contattare il rappresentante Watson-Marlow di zona.

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025