

# シリコンRXPXゲージガード

BioPure ゲージガード



## 機能と利点

- シリコンまたはEPDMをご用意しています
- USPクラスVI準拠、動物由来成分非含有（ADCF）
- FDA規則CFR 21 177.2600準拠
- ロット番号付けによる製品トレーサビリティの有効化




## 技術仕様

|           | シリコンRXPXゲージガード             |
|-----------|----------------------------|
| ガasketタイプ | アイソレータ                     |
| 内径        | 35.56mm (1.4in)            |
| 外径        | 50.29mm (1.98in)           |
| サイズ       | 1.5 インチ                    |
| 数量        | 25 PCS                     |
| 認証および準拠   | ADCF, ISO クラス 7., USPクラスVI |
| 動作温度範囲    | -55°C～210°C (-67°F～410°F)  |
| 保存可能期間    | 5 年                        |
| ガンマ線の安定性  | 最大 50 kGy                  |

## 構成材質

|    | シリコンRXPXゲージガード |
|----|----------------|
| 材質 | Silicone       |

シリコンRXPXゲージガード寸法



| サイズ | 内径 (インチ) | 外径 (インチ) |
|-----|----------|----------|
| 1.5 | 1.4      | 1.98     |

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



11 July 2025