

# Cabeçote 400/N6

Cabeçotes das séries 400/M e N

**WATSON  
MARLOW**  
Pumps

## Recursos e benefícios

- 6 conexão compacta com canal
- O funciona com mangueira de espessura de parede de 1,0 mm e conexões farpadas
- Bomba completa com o motor, ou apenas como cabeçote
- Cabeçote disponível em PVDF para maior compatibilidade química




## Desempenho Cabeçote 400/N6

| Caudais (ml/min)                   |        |                                 |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Diâmetro interno da mangueira (mm) | ml/rot | Caudal contínuo máximo (ml/min) |
| 0,5                                | 0,013  | 7                               |
| 1,0                                | 0,05   | 25                              |
| 2,0                                | 0,18   | 90                              |
| 3,0                                | 0,33   | 150                             |

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm



## Especificações técnicas

|                                                 | Cabeçote 400/N6                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de canais                                | 6                                                                                          |
| Caudal máx, contínuo                            | 150 ml/min                                                                                 |
| Limites das temperatura de funcionamento        | -10 °C a 45 °C (41 °F a conMaxMaxOperatingTemperatureF[conMaxMaxOperatingTemperatureF °F]) |
| Tipo de bomba                                   | Montagem em painel                                                                         |
| Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis | 0.5, 1, 2, 3 mm                                                                            |
| Espessura de parede da mangueira compatível     | 1 mm                                                                                       |

