

Attuatori serie AJS per valvola serbatoio manuale

Attuatori manuali per valvole serbatoio

Caratteristiche e vantaggi

- Design igienico, con il numero di serie inciso al laser sul corpo dell'attuatore per garantire la completa tracciabilità del prodotto e la conformità alle norme cGMP
- Struttura in acciaio inox per ambienti gravosi
- Opzioni di comando manuale per soddisfare tutte le esigenze di processo
- Indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura
- Boccole in PTFE e o-ring in EPDM per una lunga durata
- Compatibilità con gli interruttori di qualunque marca




Specifiche tecniche

	Attuatori serie AJS per valvola serbatoio manuale
Dimensioni	0,5", 1,0", 1,5", 2,0", 3,0", 4,0"
Indicazione della posizione	Asta ascendente
Pressione di esercizio max.	10 bar (150 psi)
Temperatura d'esercizio	Up to 135 °C (275 °F)
Valvole compatibili	Valvole per serbatoi a membrana senza barriera con tenuta radiale standard (90 gradi)
Certificazione e conformità	ISO 9001
Norme	3-A, ASME BPE, CE-PED

Materiali di costruzione

	Attuatori serie AJS per valvola serbatoio manuale
Alloggiamento	Acciaio inox 304, Alluminio anodizzato nero
Albero attuatore	Acciaio inox Gall-Tough®, Acciaio inox Nitronic 60
O-ring	EPDM
Guarnizioni	EPDM
Cuscinetti	Acciaio inox, Nylon

Dimensioni Attuatori serie AJS per valvola serbatoio manuale



Manual

Dimensioni	A mm (pollici)	B mm (pollici)	Corsa max mm (pollici)	Peso (con volantino in plastica) kg (lb)	Spazio necessario per la rimozione mm (pollici)
0,5	61,0 (2,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	0,5 (1,1)	86,4 (3,4)
1,0	71,1 (2,8)	76,2 (3,0)	7,9 (0,3)	1,0 (2,2)	104,1 (4,1)
1,5	99,1 (3,9)	76,2 (3,0)	14,2 (0,6)	1,1 (2,4)	142,2 (5,6)
2,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	14,2 (0,6)	2,1 (4,7)	142,2 (5,6)
3,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	19,8 (0,8)	2,1 (4,7)	193,0 (7,6)
4,0	139,7 (5,5)	165,1 (6,5)	25,4 (1,0)	6,2 (13,7)	246,4 (9,7)

Codici prodotto

Numero prodotto	Descrizione prodotto
MN05	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 0,5"
MN10	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,0"
MN17	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,5"
MN20	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 2,0"
MN30	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 3,0"
MN40	Attuatore manuale AJS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 4,0"

Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Asepco declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Radial diaphragm è un marchio di fabbrica di ASEPCO Corporation. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.



wmfts.com/global
09 July 2026